


ELEGIR UN INSTRUMENTO ES AHORA MUCHO MÁS SENCILLO.

LigaSure™ L-hook

COMBINANDO 5 INSTRUMENTOS

con el rendimiento de confianza de la tecnología LigaSure™ y la energía monopolar Valleylab™.



SELLADO DE VASOS, CORTE EN FRÍO, AGARRE Y DISECCIÓN. CON UN SOLO DISPOSITIVO.



PINZA MARYLAND

LONGITUD DEL EJE

37 cm, 44 cm

GANCHO EN L MONOPOLAR VALLEYLAB™

DESPLIEGUE DEL GANCHO EN L MONOPOLAR VALLEYLAB™

Palanca gris

ROTACIÓN DEL EJE

315 grados

ACTIVACIÓN DEL SELLADO DE VASOS LIGASURE™

Botón morado

EFICIENCIA QUIRÚRGICA MEJORADA

Mejora el flujo del procedimiento:[†]

- Permite reducir los cambios de instrumental.^{1,†}
- Puede disminuir la cantidad de instrumental utilizado en las intervenciones.²

CINCO DISPOSITIVOS EN UNO

El dispositivo LigaSure™ con gancho en L, único en su categoría, ofrece los siguientes beneficios:

- Disección monopolar precisa Valleylab™
- Sellado de vasos en un solo paso LigaSure™
- Agarre atraumático
- Corte en frío
- Disección roma de tipo Maryland

FÁCIL DE USAR

Con el dispositivo LigaSure™ L-Hook:

- Basta con presionar la palanca en el mango para desplegar el gancho en L retráctil³ y activar la precisión de la disección monopolar Valleylab™
- Es posible agarrar, sellar y cortar por separado³ o realizar los tres pasos a la vez.

Información para pedidos

Código del producto	Descripción	Cantidad
LF5637	Dispositivo laparoscópico con gancho en L retráctil LigaSure™ de 37cm	6 unidades
LF5644	Dispositivo laparoscópico con gancho en L retráctil LigaSure™ de 44cm	6 unidades

1. Según el informe interno de pruebas #RE00041188, comentarios de cirujanos independientes recogidos en laboratorios de práctica en cadáver y porcino. Octubre de 2015 y febrero de 2016.

2. Tebala GD. Three-port laparoscopic cholecystectomy by harmonic dissection without cystic duct and artery clipping. Am J Surg. 2006;191(5):718-720.

3. Medtronic. Ligasure™ Retractable L-Hook Laparoscopic Sealer/Divider Indications For Use. Boulder: N.p., 2016. Print.

4. †17 de 17 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.

Medtronic

Para más información, por favor visite medtronic.com/covidien

IMPORTANTE: Por favor revise el inserto del empaque para tener las instrucciones completas, contraindicaciones, avisos y precauciones. © 2016 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, Medtronic logo y Juntos más lejos, son marcas registradas de Medtronic.™** Terceras marcas son Marcas registradas propias. Todas las otras marcas son Marcas registradas de la compañía Medtronic.

Medtronic México

Av. Insurgentes Sur 863, Piso 15 y 16,
Benito Juárez, Nápoles, 03810, CDMX
Teléfono: 01 55 5804 1500

Número de aviso de publicidad 193300202C3189