



SUTURAS MEDTRONIC

CATÁLOGO DE
PRODUCTO

Seguridad,
Desempeño,
Credibilidad

Medtronic



Como líder global en tecnología, servicios y soluciones médicas, **Medtronic mejora la salud y la vida de millones de personas cada año.** Creemos que nuestro profundo conocimiento clínico, terapéutico y económico puede ayudar en la solución de desafíos complejos, como el actual aumento de los costos, envejecimiento de las poblaciones y el peso de las enfermedades crónicas, que son afrontados por familias y sistemas de salud.

Pero no podemos avanzar solos.

Es por eso que tenemos el compromiso de establecer alianzas innovadoras y desarrollar soluciones potentes que proporcionen mejores resultados para los pacientes. Medtronic fue fundada en 1949 como una empresa de reparaciones de equipos médicos, y ahora está entre las mejores empresas de tecnología, servicios y soluciones médicas del mundo. Emplea a más de 85.000 personas y presta servicios a médicos, hospitales y pacientes en más de 155 países. Lo invitamos a compartir nuestro compromiso de transformar la atención en salud.

JUNTOS, MÁS LEJOS.

Más información en **Medtronic.com**

Índice

Suturas Absorbibles	4
Suturas No Absorbibles	5
Agujas	6
Plain Gut	12
Chromic Gut	14
Polyglactin™ 910	17
Dexon™	20
Polysorb™	24
Velosorb Fast™	28
Caprosyn™	30
Midsorb™	32
Biosyn™	34
Maxorb™	37
Maxon™	39
V-Loc™ 90	42
V-Loc™ 180	44
V-Loc™ PBT	46

Surgipro™ II	48
Novafil™	54
Vascufil™	56
Monosof™ / Dermalon™	58
Ti-Cron™	62
Sofsilk™	65
Steel	69
Flexon™	71
Cera para Hueso	73
ENDO Stitch™	74
Surgitie™	75
Códigos por especialidad	76-91
Cardiovascular	76
Cirugía Plástica	81
Ginecología	86
Oftalmología	89
Ortopedia	91
Claves de cuadro básico	92

Suturas Absorbibles



■ Resistencia Tensil Aproximada (Días) ■ Absorción (Días)

Suturas No Absorbibles

V-Loc™ PBT
(Polibutéster)



No Absorbible

Estructura: Monofilamento Barbada

Surgipro™ II
(Polipropileno)



No Absorbible

Estructura: Monofilamento

Novafil™
(Polibutéster)



No Absorbible*

Estructura: Monofilamento

Vascufil™
(Polibutéster)



No Absorbible*

Estructura: Monofilamento

Monosof™
(Poliamida)



No Absorbible*

Estructura: Monofilamento

Ti-Cron™
(Poliéster PET)



No Absorbible

Estructura: Trenzada

Sofsilk™
(Seda)



No Absorbible*

Estructura: Trenzada

Steel
(Acero Inoxidable)




No Absorbible


Estructura: Monofilamento

*Se puede registrar pérdida de fuerza tensil a lo largo del tiempo.


Agujas




Aguja Cilíndrica




Aguja Triangular




Aguja Tapercut




Aguja Triangular Corte Reverso



Aguja Espatulada



Aguja Roma



Aguja DermaX

Cilíndrica



1/2 círculo

CV-331

16 mm



CV-23

17 mm



CV-24

20 mm



CV-316

20 mm



CV-25

22 mm



CV-305

25 mm



Cilíndrica



1/2 círculo

MC10

10 mm



MC13

13 mm



MC15

15 mm



MC17

17 mm



MC18

18 mm



MC20*

20 mm



MC22

22 mm



MC25

25 mm



MC26

26 mm



MC30

30 mm



MC35

35 mm



MC36

36 mm



MC37

40 mm



MC40

50 mm



MC50



* Acero 300

Cilíndrica



1/2 círculo

V-20*

26 mm




V-30

30 mm



V-26

37 mm



* Acero Suralloy

Cilíndrica



3/8 círculo

MV-135-5

6 mm



MVF-175-8

8 mm



MV-175-9

10 mm



* Acero Suralloy

Cilíndrica



3/8 círculo

CC3,8

100μ

3,8 mm



CC5

5 mm



CC6

6 mm



CC6,2

6,2 mm



CC6,5

6,5 mm



CC9

9 mm



CC10

10 mm



CC11

11 mm



CC13

13 mm



CC15

15 mm



CC17

17 mm



CC20

20 mm



CC25

25 mm



CC30

30 mm



CC50

50 mm



Cilíndrica



5/8 círculo

GU-45

27 mm

UC27

27 mm

GU-46

37 mm

UC37

37 mm

Cilíndrica



recta

RC50

50 mm

RC65

65 mm

Cilíndrica



recta

RQ15

15 mm

Cilíndrica



SKI

SK

23 mm

Sky Cuerpo Cuadrado



1/6 círculo

SKY17

17 mm

SKY26

26 mm

Cilíndrica Robusta



3/8 círculo

CCR-50

50 mm

Cilíndrica Robusta



1/2 círculo

MCR25

MCR 26

GS-22

MCR30

MCR35

MCR36

MCR37

GS-21

MCR40

GS-24

MCR48

GS-25

MCR50

MCR65

GS-26

MCR70

25 mm

26 mm

27 mm

30 mm

35 mm

36 mm

37 mm

37 mm

40 mm

40 mm

48 mm

48 mm

50 mm

65 mm

65 mm

70 mm

Cilíndrica Suralloy



3/8 círculo

CV-1

9 mm

CV-20

10 mm

CV-11

13 mm

CV-15

17 mm

CV-17

22 mm

Cilíndrica Cuerpo Plano



1/2 círculo

CVF-23

17 mm

3/8 círculo

CVF-1

9 mm

* Acero Suralloy

Cilíndrica Cuerpo Cuadrado



1/2 círculo

MQ13

13 mm

MQ17

17 mm

MQ22

22 mm

MQ26

26 mm

Cilíndrica Cuerpo Cuadrado



3/8 círculo

CQ6,5

6,5 mm

CQ9

9 mm

CQ9,5

10 mm

CQ13

13 mm

CQ17

17 mm

Punta Roma

1/2 círculo

MRR90

90 mm

Reverso Cortante



1/2 círculo

MT7

7 mm

MT12

12 mm

MT15

15 mm

MT17

17 mm

MT19

19 mm

MT20

20 mm

MT25

25 mm

MT30

30 mm

* Acero 300

Reverso Cortante



3/8 círculo

CT11

11 mm

CT12

12 mm

CT13

13 mm

CT16

16 mm

CT16,5

16,5 mm

CT19

19 mm

C13

19 mm

CT19,5

19,5 mm

CT20

20 mm

CT24

24 mm

C14

24 mm

CT25

25 mm

CT30

30 mm

C16

30 mm

CT35

35 mm

CT37

37 mm

CT40

40 mm

* Acero 300

Reverso Cortante



recta

RTR40

40 mm

RTR60

60 mm

RTR75

breakway 75 mm

RTR88

breakway 88 mm

SC-250

254 mm

Reverso Cortante Premium ▼

3/8 círculo

CT11XF

11 mm

CT13XF o P-13

13 mm

P-15

15 mm

CT16XF o P-11

16 mm

CT16,5XF

16,5 mm

CT19XF o P-12

19 mm

CT19,5XF

19,5 mm

CT24XF o P-14

24 mm

P-17

30 mm

Reverso Cortante Premium ▼

1/2 círculo

MT15XF

15 mm

MT16XF o P-24

16 mm

Reverso Cortante Robusta ▼

1/2 círculo

GS-10

26 mm

GS-11

37 mm

GS-12

40 mm

HOS-12

40 mm

Reverso Cortante Premium (DermaX) ▼

3/8 círculo

DX-16

16 mm

Reverso Cortante Robusta ▼

1/2 círculo

MTR25

25 mm

MTR35

35 mm

MTR36

36 mm

MTR40

40 mm

MTR47

47 mm

MTR48

48 mm

MTR50

50 mm

MTR57

57 mm

Cortante Convencional Robusta ▲

1/2 círculo

MTCR48

(Tocar Point)

Reverso Cortante Premium ▼

3/8 círculo

CTR75

75 mm

Tapercut

3/8 círculo

KV-15

17 mm

Tapercut

3/8 círculo

KVF-1

9 mm

KVF-11

13 mm

Tapercut Robusta



1/2 círculo

KV-34

37 mm

MCRY40

40 mm

MCRY47

47 mm

MCRY48 o KV-40

48 mm

Espátula



1/4 círculo

QE6,5

6,5 mm

QE7,9

7,9 mm

QE8

8 mm

QE8,7

8,7 mm

Tapercut Oftálmica



1/4 círculo

QCY 13

230μ/13 mm

Espátula



3/8 círculo

CE5

5 mm

CE6,2

150μ

6,2 mm

CE6,5

6,5 mm

Espátula



1/2 círculo

ME5,5

5,5 mm

ME7

7 mm

Espátula



recta

RE16

16 mm

Plain Gut

Catgut Simple

Descripción	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico son suturas quirúrgicas estériles absorbibles compuestas de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de los intestinos de res (bovinos). Se envasan en una solución de 89% de isopropanol, 10% de agua y 1% de trietanolamina. El intestino crómico se trata con solución de sal crómica.
Indicaciones	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía oftálmica, sin embargo, no está indicado para uso en cirugía cardiovascular o neurológica.
Acciones	Cuando se colocan suturas Cat Gut simple y crómico en el tejido, se produce una inflamación moderada del tejido característica de la respuesta de un cuerpo extraño a una sustancia.
Resistencia Tensil	Pérdida gradual de la resistencia a la tracción y la masa de sutura, ya que el proceso enzimático disuelve la tripa quirúrgica hasta que se absorbe por completo.
Esterilización	Irradiación gamma
Absorción	Muchos factores variables pueden afectar la tasa de absorción. Algunos de los factores principales que pueden afectar la pérdida de resistencia a la tracción y las tasas de absorción son: 1. Tipo de sutura: se espera que el Cat Gut simple se absorba más rápidamente que el intestino crómico. 2. Infección: el Cat Gut se absorbe más rápido en el tejido infectado que en el tejido no infectado. 3. Sitios de tejido: el Cat Gut se absorbe más rápidamente en el tejido donde hay niveles elevados de enzimas, como en las secreciones que se presentan en el estómago, el cuello uterino y la vagina.
Presentación	Las suturas absorbibles de Cat Gut simple y crómico están disponibles en los tamaños 2 (6 métricas) a 7-0 (0,7 métricas) en Cat Gut Crómico y en 2 (6 métricas) a 6-0 (1 métrica) en Cat Gut simple. Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y en bobinas de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como removibles. Las suturas están disponibles en cantidades de cajas de una, dos y tres docenas.

Cierre General

REVERSO CORTANTE


Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		SG-821



Cirugía General

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		GG-322
	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		GG-323



Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por Caja	Comentarios	Código
CC30 3/8 CIRCULO 30mm	1	4	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS15101
MC25 1/2 CIRCULO 25mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS24130
	3-0	3	30	75	INCOLORO	12		CS24130D
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS24120
	2-0	3.5	30	75	INCOLORO	12		CS24120D
MC35 1/2 CIRCULO 35mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CS86120



Descripción	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico son suturas quirúrgicas estériles absorbibles compuestas de tejido conectivo purificado (principalmente colágeno) derivado de la capa serosa de los intestinos de res (bovinos). Se envasan en una solución de 89% de isopropanol, 10% de agua y 1% de trietanolamina. El intestino crómico se trata con solución de sal crómica.
Indicaciones	Las suturas absorbibles Cat Gut simple y crómico están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía oftálmica, sin embargo, no está indicado para uso en cirugía cardiovascular o neurológica.
Acciones	Cuando se colocan suturas Cat Gut simple y crómico en el tejido, se produce una inflamación moderada del tejido característica de la respuesta de un cuerpo extraño a una sustancia.
Resistencia Tensil	Pérdida gradual de la resistencia a la tracción y la masa de sutura, ya que el proceso enzimático disuelve la tripa quirúrgica hasta que se absorbe por completo.
Esterilización	Irradiación gamma
Absorción	Muchos factores variables pueden afectar la tasa de absorción. Algunos de los factores principales que pueden afectar la pérdida de resistencia a la tracción y las tasas de absorción son: 1. Tipo de sutura: se espera que el Cat Gut simple se absorba más rápidamente que el intestino crómico. 2. Infección: el Cat Gut se absorbe más rápido en el tejido infectado que en el tejido no infectado. 3. Sitios de tejido: el Cat Gut se absorbe más rápidamente en el tejido donde hay niveles elevados de enzimas, como en las secreciones que se presentan en el estómago, el cuello uterino y la vagina.
Presentación	Las suturas absorbibles de Cat Gut simple y crómico están disponibles en los tamaños 2 (6 métricas) a 7-0 (0,7 métricas) en Cat Gut Crómico y en 2 (6 métricas) a 6-0 (1 métrica) en Cat Gut simple. Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y en bobinas de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como removibles. Las suturas están disponibles en cantidades de cajas de una, dos y tres docenas.

Cierre General

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-21 - C-21 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12		GG-1744
MT15 1/2 CIRCULO 15mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	24		CC52240

Cirugía General

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		GG-121
	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		GG-122
	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		GG-123
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		GG-124
	1	4	30	75	INCOLORO	36		GG-125
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	2-0	3.5	30	75	INCOLORO	12		CC26220D
	0	4	30	75	INCOLORO	12		CC26210D
	1	5	30	75	INCOLORO	12		CC26201D
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		CG-811
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		CG-812
	1	4	30	75	INCOLORO	36		CG-813
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		GG-126
	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		GG-127
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		GG-128
	1	4	30	75	INCOLORO	36		GG-129
CILÍNDRICA ROBUSTA								
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC94220
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26230
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26220
	0	3.5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26210
	2	5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26202
	1	4	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC26201

Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC20 1/2 CÍRCULO 20mm	5-0	1	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC23250
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC23220
MC25 1/2 CÍRCULO 25mm	4-0	2	30	75	INCOLORO	12		CC24240D
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24240
	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24230
	3-0	3	30	75	INCOLORO	12		CC24230D
	2-0	3.5	30	75	INCOLORO	12		CC24220D
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24220
	0	3.5	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC24210
	0	4	30	75	INCOLORO	12		CC24210D
MC35 1/2 CÍRCULO 35mm	3-0	3	30	75	INCOLORO	12		CC86230D
	3-0	2	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC86230
	2-0	3	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC86220
	0	4	30	75	INCOLORO	24		CC86210
	0	4	30	75	INCOLORO	12		CC86210D
	1	5	30	75	INCOLORO	12		CC86201D
	1	4	30	75	INCOLORO	24	Cuerpo estriado	CC86201

Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE7.9 - QE7.9 1/4 CÍRCULO 7.9mm (Doble armada)	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		CC7950

Urología

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CÍRCULO 15mm	5-0	1	30	75	INCOLORO	24		CC22250
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	24		CC22240
	4-0	2	30	75	INCOLORO	12		CC22240D
CV-23 1/2 CÍRCULO 17mm	5-0	1	30	75	INCOLORO	36		UG-202
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		UG-203

Polyglactin™ 910

Poliglactina 910

Descripción	Poliglactina 910 es un hilo de sutura sintético, absorbible, compuesto por copolímero con 90% de glicolida y 10% de lactida, recubierto con poliglactina 370 (30% de glicolida y 70% de lactida) y estearato de calcio. Se indica para uso en todos los tipos de aproximación y/o ligaduras en tejidos suaves en general y cirugías oftálmicas. No es indicado para los casos en los cuales hay que mantener amplia aproximación (bajo tensión) del tejido; intervenciones cardiovasculares, neurológicas y en procedimientos donde haya contacto con soluciones salinas.
Indicaciones	Violeta: Cuticular, Gastrointestinal, Urología, Cierre General, Ortopedia, Laparoscopia y Oftalmología Incoloro: Plástica y Cuticular
Resistencia Tensil	La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Polyglactina 910 se producen por hidrólisis, donde el polímero se degrada a ácido glicólico que posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas de Polyglactina 910 tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. Dos semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 80% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente y tres semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50% del nudo promedio de BR / USP / EP especificación de tracción para el diámetro correspondiente. La absorción de las suturas de Polyglactina 910 se realiza esencialmente entre los 60 y 90 días después del implante.
Esterilización	Óxido de etileno
Presentación	Las suturas de Polyglactina 910 están disponibles en violeta teñido con D&C Violeta # 2 o disponible sin teñir, en tamaños USP 7-0 (0.5 Métrico) a 3 (6 Métrico). Las suturas se suministran estériles en longitudes precortadas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas permanentes y removibles en cantidades de cajas de 1 a 120 sobres.


REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MT16 1/2 CIRCULO 16mm		6-0	0.7	18	45	INCOLORO	12		829060XF

Cierre General

REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MT20 1/2 CIRCULO 20mm		2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	538020

Cirugía General									
REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR36 1/2 CIRCULO 36mm	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	568001	
									
CILÍNDRICA									
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm	1	4	28	70	VIOLETA	12		268001D	
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	12		278001D	
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268020	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268000	
	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268001	
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	278001	
									

Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CC30 3/8 CÍRCULO 30mm	 CC 30 / DR 30 3/8 ∅ 3,0 cm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	158020
MC22 1/2 CÍRCULO 22mm	 MC 22 1/2 ∅ 2,2 cm	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		838030D
		3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	838030
MC26 1/2 CÍRCULO 26mm	 MC 26 / HR 26 1/2 ∅ 2,6 cm	5-0	1	28	70	VIOLETA	12		248050D
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		248040D
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248040
		3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248030
		3-0	2	28	70	VIOLETA	12		248030D
		2-0	3	28	70	VIOLETA	12		248020D
		2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248020
		0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	248000
		0	3.5	28	70	VIOLETA	12		248000D
MC35 1/2 CÍRCULO 35mm	 MC 35 1/2 ∅ 3,5 cm	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	868030
		2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	868020
		0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	868000
		0	3.5	28	70	VIOLETA	12		868000D

Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE6,5 - QE6,5 1/4 CÍRCULO 6.5mm (Doble armada)	 2 x QE 6,5 1/4 ∅ 6,5 mm 250µ micro espátula	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		658060

Urología

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC17 1/2 CÍRCULO 17mm	 MC 17 / HR 17 1/2 ∅ 1,7 cm	5-0	1	28	70	VIOLETA	36		228050
		5-0	1	28	70	VIOLETA	12		228050D
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36		228040
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		228040D

Descripción	Las suturas absorbibles sintéticas recubiertas Dexon™ están compuestas de ácido poliglicólico (PGA). La sutura está recubierta con Polycaprolate™ y estearato de calcio. Las suturas Dexon™ son de color violeta para aumentar la visibilidad y también están disponibles sin teñir (beige). Las suturas Dexon™ cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Brasileña (BR), la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), la Farmacopea Europea (EP) y los requisitos establecidos por la regla 13904 de la Asociación Brasileña de Reglas Técnicas (ABNT) para productos absorbibles sintéticos suturas
Indicaciones	Las suturas Dexon™ están indicadas para uso en aproximación de tejidos blandos y / o ligadura y cirugía oftálmica, sin embargo, no se encuentra indicada para cirugía biliar o de conductos urinarios.
Acciones	Las suturas Dexon™ provocan mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Dexon™ se producen mediante hidrólisis, en la que el polímero se degrada en ácido glicólico, el cual posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas Dexon™ tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. Dos semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 80% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente y tres semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50% del nudo promedio de BR / USP / EP especificación de tracción para el diámetro correspondiente. La absorción de las suturas de Dexon™ se realiza esencialmente entre los 60 y 90 días.
Esterilización	Óxido de etileno
Presentación	Las suturas sintéticas trenzadas recubiertas con Dexon™ están disponibles en color violeta, teñido con D&C Violeta # 2 en tamaños USP 8-0 (0,4 Métrico) a través de 4 (6 Métrico) y sin teñir (beige) en tamaños USP 6-0 (0,7 Métrico) a través de 2- 0 (3 métrico). Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Cierre General

REVERSO CORTANTE									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CT19 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	36		133040	
CT20 3/8 CIRCULO 20mm 	3-0	2	28	70	INCOLORO	36		133030E	
MT20 1/2 CIRCULO 20mm 	2-0	3	28	70	VIOLETA	36		531020	
CILÍNDRICA									
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm 	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		841020D	
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm 	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		261020D	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	12		261000D	
	1	4	28	70	VIOLETA	12		261001D	
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm 	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	841030	
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	841020	
MCR37 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261030	
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261020	
	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261000	
	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	261001	

Cirugía General

CILÍNDRICA ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	271001	

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 - CT11 3/8 CIRCULO 11mm (Doble armada)	6-0	0.7	18	45	INCOLORO	12		811060XF
CT16.5 3/8 CIRCULO 16mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		433050XF
CT19 3/8 CIRCULO 19mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	36		133030
CT20 3/8 CIRCULO 20mm	4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36		133040E
CT24 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	36		143030
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		441030XF
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
CT19.5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12		433040XF

Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC20 1/2 CIRCULO 20mm	5-0	1	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	231050
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	231040
MC26 1/2 CIRCULO 26mm	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36		241040
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		241040D
	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		241030D
	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	241030
	2-0	3	28	70	VIOLETA	36		241020
	2-0	3	28	70	VIOLETA	12		241020D
	0	3.5	28	70	VIOLETA	12		241000D
	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	241000
MC35 1/2 CIRCULO 35mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	861020

Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE8 - QE8 1/4 CIRCULO 8mm (Doble armada)	 2 x QE 8 / 2 x VLZ 8 1/4 W 8,0 mm	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		601060
		5-0	1	18	45	VIOLETA	12		601050
CE6,5 - CE6,5 3/8 CIRCULO 6.5mm (Doble armada)	 2 x CE 6,5 3/8 W 6,5 mm 250µ micro espalulada	8-0	0.4	12	30	VIOLETA	12		601080
		7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12		601070E

Urología

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm	 MC 15 / HR 15 1/2 W 1,5 cm	5-0	1	28	70	VIOLETA	36		221050
		5-0	1	28	70	VIOLETA	12		221050D
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36		221040
		4-0	1.5	28	70	VIOLETA	12		221040D
UC27 5/8 CIRCULO 27mm	 UC 27 / FR 27 5/8 W 2,7 cm	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	341000

Descripción	Las suturas trenzadas Polysorb™ están compuestas de un copolímero de glicólido (93%) / lactida (7%) Lactomer™ que es un poliéster sintético compuesto de glicólido y lactida (derivado de los ácidos glicólico y láctico). Las suturas Polysorb™ se preparan recubriendo la sutura con una mezcla de un copolímero de caprolactona / glicólido y esteato lactilato de calcio.
Indicaciones	Las suturas Polysorb™ están indicadas para su uso en aproximación o ligadura de tejidos blandos y cirugía oftálmica, pero no en tejido cardiovascular o neural.
Acciones	Las suturas Polysorb™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas Polysorb™ se produce mediante hidrólisis, donde el copolímero de glicólido / lactida Lactomer™ se descompone en ácidos glicólico y láctico que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Los promedios de resistencia a la tracción para las suturas Polysorb™ son aproximadamente el 140% de USP y E.P. resistencia mínima del nudo inicialmente, son aproximadamente el 80% a las dos semanas y más del 30% a las tres semanas después del implante. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. La absorción de las suturas Polysorb™ es esencialmente completa entre los días 56 y 70.
Esterilización	Óxido de etileno
Presentación	Las suturas Polysorb™ están disponibles en tamaños USP 2 (5 Metric) a 8-0 (0.4Metric). Están disponibles sin teñir (natural) o de color violeta. Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y carretes de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como extraíbles. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cirugía General

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-11 1/2 CIRCULO 37mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CL-816
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		CL-817
	1	4	30	75	VIOLETA	36		CL-818
CILÍNDRICA								
CV-25 1/2 CIRCULO 22mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		GL-182
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36		GL-121
	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		GL-122
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		GL-123
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm 	1	4	30	75	VIOLETA	36		CL-885
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CL-810
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CL-811
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	CL-812
	2	5	30	75	VIOLETA	36		CL-814
	1	4	30	75	VIOLETA	36		CL-813
V-26 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		GL-126
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		GL-127
	1	4	30	75	VIOLETA	36		GL-129

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE

Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	30	75	INCOLORO	12		SL-691G
		3-0	2	30	75	INCOLORO	12		SL-822G
C-14 3/8 CIRCULO 24mm		3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SL-693
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-13 3/8 CIRCULO 13mm		5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5687G
P-11 3/8 CIRCULO 16mm		5-0	1	18	45	INCOLORO	36	Surgalloy™	SL-5626
P-12 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5627-G
P-14 3/8 CIRCULO 24mm		3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5640G

Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm		5-0	1	30	75	VIOLETA	36		GL-120
		0	3.5	30	75	VIOLETA	36		GL-124
V-26 1/2 CIRCULO 37mm		0	3.5	30	75	VIOLETA	36		GL-128

Ginecología

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	36	90	VIOLETA	36		CL-923
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CL-925



Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SS-14 - SS-14 1/4 CÍRCULO 8.6mm (Doble armada)	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1791K
	5-0	1	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1792K
SE-140-8 - SE-140-8 3/8 CÍRCULO 6.3mm (Doble armada)	8-0	0.4	8	20	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-2747K
	7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1897K



Urología

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-23 1/2 CÍRCULO 17mm	5-0	1	30	75	VIOLETA	36		UL-202
CVF-23 1/2 CÍRCULO 17mm	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	UL-203
GU-46 5/8 CÍRCULO 27mm	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		UL-878
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		UL-877



Velosorb™ Fast

Descripción	Las suturas trenzadas de absorción rápida Velosorb™ están compuestas de un poliéster sintético absorbible compuesto de glicólido y lactida (derivado de los ácidos glicólico y láctico). Las suturas Velosorb™ de rápida absorción se preparan recubriendo la sutura con una mezcla de un copolímero de glicólido y lactida y estearato de calcio.
Indicaciones	Las suturas Velosorb™ de absorción rápida están indicadas para su uso en la aproximación de tejidos blandos de la piel y la mucosa, donde solo se requieren 7-10 días de soporte de la herida, pero no para el uso en ligadura, tejido cardiovascular o neurológico.
Acciones	Las suturas de absorción rápida Velosorb™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas Velosorb™ de rápida absorción se producen mediante hidrólisis, donde el copolímero de glicólido / lactida se descompone en ácidos glicólico y láctico que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Los promedios de resistencia a la tracción para las suturas Velosorb™ Fast absorbible son no menos del 45% de su resistencia a la tracción original 5 días después de la implantación. Toda la resistencia a la tracción original ha desaparecido esencialmente por 14 días. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. La absorción de las suturas de absorción rápida Velosorb™ se completa esencialmente entre los 40 y 50 días
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de absorción rápida Velosorb™ están disponibles en tamaños USP 1 (4 métricas) a 8-0 (0,4 métricas). Están disponibles sin teñir (natural). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cierre General

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		SV-2299
								

Ginecología

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		CV-55
								

Descripción	Las suturas absorbibles sintéticas de monofilamento Caprosyn™ se preparan a partir de poliéster sintético Polyglytone™ 6211 que está compuesto de 60% glicólido, 20% caprolactona, 10% carbonato de trimetileno y 10% lactida.
Indicaciones	Las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, pero no para su uso en cirugía cardiovascular o neurológica, microcirugía o cirugía oftálmica.
Acciones	Las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ se producen mediante hidrólisis.
Resistencia Tensil	La sutura Caprosyn™ retiene un mínimo de 50 a 60% de resistencia de nudo USP y EP a los 5 días después de la implantación, y un mínimo de 20 a 30% de resistencia de nudo USP y EP a 10 días después de la implantación. Toda la resistencia a la tracción original se pierde esencialmente 21 días después de la implantación. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción seguida de una pérdida de masa. La absorción de la sutura absorbible sintética Caprosyn™ se completa esencialmente en 56 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas absorbibles sintéticas Caprosyn™ están disponibles sin teñir (natural) o teñidas con D&C Violet No. 2 en tamaños USP 1 (4 métrico) a 6-0 (0.7 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas o bobinas de ligadura, sin aguja o fijadas a varios tipos de agujas. Las suturas están disponibles en cajas de una, dos y tres docenas. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cirugía Plástica

CORTANTE DERMAL PREMIUM X

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
DX-19 3/8 CÍRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XC-823



Descripción	Midsorb™ es una sutura quirúrgica absorbible sintética de monofilamento hecha de Poliglecaprone 25. Las suturas están disponibles incoloro (beige) o teñidas de violeta para aumentar la visibilidad. Las suturas Midsorb™ cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Brasileña (BR), la Farmacopea de los Estados Unidos (USP) y la Farmacopea Europea (EP), y los requisitos establecidos por la regla 13904 de la Asociación Brasileña de Reglas Técnicas (ABNT) para suturas sintéticas absorbibles, excepto pequeñas variaciones en el diámetro de la sutura.
Indicaciones	Las suturas Midsorb™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos. No está indicado para su uso en tejidos cardiovasculares y neurológicos, microcirugía o procedimientos oftalmológicos.
Acciones	Las suturas Midsorb™ provocan mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Midsorb™ se producen mediante hidrólisis, en la que el polímero se degrada en ácido glicólico, el cual posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas Midsorb™ tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. Cinco días después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50-60% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. A los 10 días después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 20-30% del nudo promedio de BR / USP / EP especificación de tracción para el diámetro correspondiente. Toda la resistencia tensil se pierde esencialmente 21 días después del implante. La absorción de las suturas sintéticas Midsorb™ se realiza esencialmente entre los 80 y 120 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas sintéticas Midsorb™ están disponibles en color violeta, teñido con D&C Violeta # 2 e incoloro (Beige) en tamaños 6-0 (7 Métrico) a 2 (5 Métrico). Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Cirugía General

CILÍNDRICA ROBUSTA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm 	0	3.5	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	265000
MCR40 1/2 CIRCULO 40mm 	0	3.5	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	2750-00
	1	4	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	275001

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		415050XF
CT24 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	945030XF
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
CT19.5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435050XF
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435040XF
	4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935040XF
	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935030XF

Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC25 1/2 CIRCULO 25mm 	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	245040
	3-0	2	28	70	VIOLETA	24	Cuerpo estriado	245030
	3-0	2	28	70	VIOLETA	12		245030D
	2-0	3	28	70	VIOLETA	24		2450-20

Urología

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm 	5-0	1	28	70	VIOLETA	24		225050
	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	24		225040

Descripción	Las suturas absorbibles sintéticas de monofilamento Biosyn™ se preparan a partir de un poliéster sintético compuesto de glicólido, dioxanona y carbonato de trimetileno. Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ son de color violeta para aumentar la visibilidad y también están disponibles sin teñir.
Indicaciones	Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, pero no para su uso en cirugía cardiovascular o neurológica.
Acciones	Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ se produce mediante hidrólisis, donde la sutura se descompone en ácido glicólico, ácido dioxanoico, diol propano y dióxido de carbono que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Los promedios de resistencia a la tracción para las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ son aproximadamente el 75% de U.S.P y E.P. resistencia mínima del nudo a las dos semanas y aproximadamente 40% a las tres semanas después del implante. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. La absorción de las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ se completa esencialmente entre 90 y 110 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas absorbibles sintéticas Biosyn™ están disponibles sin teñir (natural) o violeta teñida en U.S.P. y E.P. tamaños 1 (4 métrico) a 6-0 (0.7 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de aguja permanente y de extracción. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cirugía General

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CM-810
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-811
	2-0	3	36	90	VIOLETA	36		CM-923
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		CM-812
	0	3.5	36	90	VIOLETA	36		CM-924
	1	4	30	75	VIOLETA	36		CM-813
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CM-925

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CÍRCULO 19mm 	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		SM-691
	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM822
C-14 3/8 CÍRCULO 24mm 	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM-693
GS-11 1/2 CÍRCULO 37mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-816

REVERSO CORTANTE PREMIUM

P-12 3/8 CÍRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5627
P-14 3/8 CÍRCULO 24mm 	3-0	2	30	75	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5679G

CORTANTE DERMAX PREMIUM X

DX-13 3/8 CÍRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XM-834

Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	GM-121
	3-0	2	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	GM-122
	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		GM-123

Urología

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm 	5-0	1	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	UM-202
	4-0	1.5	30	75	VIOLETA	36	Surgalloy™	UM-203
GU-46 5/8 CIRCULO 27mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		UM-878

Descripción	Las suturas quirúrgicas absorbibles sintéticas monofilamento Maxsorb™ están compuestas de polidioxanona (DOP). Las suturas están disponibles sin teñir (beige) o teñidas de violeta y verde para aumentar la visibilidad. Las suturas Maxsorb™ cumplen con todos los requisitos establecidos por la Farmacopea Brasileña (BR), la Farmacopea de los Estados Unidos (USP), la Farmacopea Europea (EP) y los requisitos establecidos por la regla 13904 de la Asociación Brasileña de Reglas Técnicas (ABNT) para productos absorbibles sintéticos Suturas, excepto pequeñas variaciones en el diámetro de la sutura.
Indicaciones	Las suturas Maxsorb™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos y también para procedimientos oftálmicos, sin embargo, no está indicado para cirugías de conductos biliares o urinarios.
Acciones	Las suturas Maxsorb™ provocan mínima reacción inflamatoria aguda en el tejido, que es seguida por una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la absorción final de las suturas de Maxsorb™ se producen mediante hidrólisis, en la que el polímero se degrada en ácido glicólico, el cual posteriormente es absorbido y metabolizado por el cuerpo. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los estudios in vitro indican que los promedios de la fuerza de tracción del nudo para las suturas Maxsorb™ tendrán un mínimo de 100% de la especificación de tracción del nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. A la semana después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 80% de la especificación de nudo promedio de BR / USP / EP para el tamaño de diámetro correspondiente. A las dos semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 75% de la especificación de nudo. A las tres semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 65% de la especificación de nudo. A las cuatro semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 50% de la especificación de nudo. A las seis semanas después de la implantación, un mínimo de aproximadamente el 25% de la especificación de nudo. La absorción de las suturas sintéticas Maxsorb™ se realiza esencialmente entre los 180 y 240 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas sintéticas Maxsorb™ están disponibles en color violeta, teñido con D&C Violeta # 2 e incoloro (Beige) en tamaños 7-0 (0.5 Métrico) a 2 (5 Métrico). Las suturas se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.



Cirugía General

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC25 1/2 CÍRCULO 25mm 	4-0	1.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	244040
	3-0	2	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	244030
MCR40 1/2 CÍRCULO 40mm 	1	4	28	70	VIOLETA	12		274001D
CILÍNDRICA ROBUSTA								
MCR36 1/2 CÍRCULO 36mm 	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	264020
MCR40 1/2 CÍRCULO 40mm 	0	3.5	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	274000
	1	4	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	274001

Descripción	Las suturas sintéticas absorbibles monofilamento de poligliconato CV Maxon™ y Maxon™ se preparan a partir de un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno.
Indicaciones	Las suturas Maxon™ están indicadas para su uso como suturas absorbibles en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en tejido cardiovascular pediátrico, donde se espera que se produzca crecimiento, y en tejido vascular periférico. Las suturas Maxon™ no están indicadas para su uso en tejido cardiovascular adulto, cirugía oftálmica, microcirugía y tejido neural.
Acciones	Las suturas absorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción de las suturas absorbibles sintéticas Maxon™ se producen mediante hidrólisis, donde la sutura se descompone y posteriormente es absorbida y metabolizada por el cuerpo.
Resistencia Tensil	La resistencia a la tracción para las suturas Maxon™ y Maxon™ CV es aproximadamente el 80% de la resistencia de la sutura original una semana después del implante. Aproximadamente el 75% de la resistencia de sutura original permanece a las dos semanas, el 65% a las tres semanas, el 50% a las cuatro semanas y el 25% a las seis semanas después del implante. La absorción de las suturas absorbibles sintéticas Maxon™ y Maxon™ CV es mínima hasta aproximadamente el día 60 después de la implantación y se completa esencialmente en seis meses.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas Maxon™ están disponibles en tamaños USP y E.P 1 (4 métrico) a 7-0 (0.5 métrico). Las suturas CV Maxon™ están disponibles en tamaños USP y E.P 3-0 (1.5 Metric) a 7-0 (0.5 Metric). Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV se tiñen con D&C Green No. 6. Las suturas Maxon™ y Maxon™ CV también están disponibles en transparente (sin teñir). Las suturas se suministran estériles, fijadas a varios tipos de agujas, utilizando técnicas de fijación de agujas permanentes. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cirugía General

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-24 1/2 CIRCULO 20mm 	3-0	2	30	75	VERDE	36		8886621741
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	4-0	1.5	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886623331
	3-0	2	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886623341
	2-0	3	30	75	VERDE	36		8886623351
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm 	0	3.5	30	75	VERDE	36		8886624561
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VERDE	36		8886626741
	2-0	3	30	75	VERDE	36		8886626751
	0	3.5	30	75	VERDE	36		8886626761
	1	4	30	75	VERDE	36		8886626771
	1	4	36	90	VERDE	36		8886626971
V-26 1/2 CIRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VERDE	36		8886625741
CILÍNDRICA ROBUSTA								
HGS-22 1/2 CIRCULO 27mm 	0	3.5	30	75	VERDE	36		8886624961

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	36		8886660831
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		8886661231
	4-0	1.5	30	75	VERDE	36		8886663931
GS-10 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		8886674451

Urología

CILÍNDRICA

Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	 CV-1	7-0	0.5	24	60	VERDE	36	Surgalloy™	8886613901
		6-0	0.7	24	60	VERDE	36	Surgalloy™	8886613911
CV-11 - CV-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	 CV-11	6-0	0.7	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886612411
		5-0	1	24	60	VERDE	36	Surgalloy™	8886614721
CV-22 1/2 CIRCULO 13mm	 CV-22	6-0	0.7	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886621311
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm	 CV-23	5-0	1	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886620721
		4-0	1.5	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886620731
CV-23 - CV-23 1/2 CIRCULO 17mm (Doble armada)	 CV-23	5-0	1	30	75	VERDE	36	Surgalloy™	8886614921

Descripción	El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 90 consiste en una hilo absorbible barbado, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro. El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos. El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 90 está preparado a partir de un poliéster sintético compuesto de glicólido, dioxanona y carbonato de trimetileno. El dispositivo de cierre de herida absorbible está disponible sin teñir o violeta. El dispositivo es estéril, inerte, no colágeno y no antigénico.
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando el uso de una sutura absorbible es apropiado.
Acciones	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual del dispositivo por tejido conectivo fibroso. La pérdida progresiva de la resistencia a la tracción y la eventual absorción del dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 90 se produce mediante hidrólisis, donde el dispositivo se descompone en ácido glicólico, ácido dioxanoico, diol propano y dióxido de carbono que posteriormente son absorbidos y metabolizados por el cuerpo.
Resistencia Tensil	Aproximadamente el 90% de la resistencia a la tracción inicial a 1 semana, el 75% a las 2 semanas después del implante. La absorción comienza como una pérdida de resistencia a la tracción sin una pérdida apreciable de masa. Los datos en animales indican que la absorción es esencialmente completa entre 90 y 110 días.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 están disponibles en tamaños USP y EP 2-0 (3 métricos) a 4-0 (1.5 métricos). Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 90 están disponibles en violeta teñido o sin teñir (natural). Los dispositivos se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas. Los dispositivos están disponibles en cajas de una docena. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cirugía General

CILÍNDRICA

Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm		3-0	2	6	15	VIOLETA	12		VLOCM0604
		3-0	2	12	30	VIOLETA	12	Surgalloy™	VLOCM0614
		3-0	2	18	45	VIOLETA	12		VLOCM0624
		2-0	3	18	45	VIOLETA	12		VLOCM0625
GS-22 1/2 CIRCULO 27mm		2-0	3	6	15	VIOLETA	12		VLOCM2105
		2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM2145
		2-0	3	12	30	VIOLETA	12		VLOCM2115
V-30 1/2 CIRCULO 30mm		2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM1545
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm		2-0	3	6	15	VIOLETA	12	Surgalloy™	VLOCM0305
		2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM0345
		2-0	3	12	30	VIOLETA	12		VLOCM0315


Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE PREMIUM

Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
P-12 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	12	30	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0013
		4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0023
		4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0033
		3-0	2	6	15	INCOLORO	12		VLOCM0004
		3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCM0014
		3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0024
		3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0034
		2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0035
P-14 3/8 CIRCULO 24mm		4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0123
		4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0133
		3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0124
		3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0134
		2-0	3	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0125
		2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0135

Urología

CILÍNDRICA

Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GU-46 5/8 CIRCULO 27mm		3-0	2	9	23	VIOLETA	12		VLOCM1744

V-Loc™ 180

Poligliconato

Descripción	El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 180 consiste en una hilo absorbible barbado, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro. El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos. El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ 180 está preparado a partir de un copolímero de ácido glicólico y carbonato de trimetileno. El dispositivo de cierre de herida absorbible está disponible transparente o verde. El dispositivo es estéril, inerte, no colágeno y no antigénico.
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 están indicados para la aproximación de tejidos blandos cuando el uso de una sutura absorbible es apropiado.
Acciones	Cuando se implantan en tejido animal, los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 provocan una reacción tisular mínima característica de la respuesta del cuerpo extraño a la sustancia. La reacción del tejido se resuelve a medida que se absorbe el dispositivo. Los estudios experimentales en animales para este material absorbible no produjeron evidencia de antigenicidad, toxicidad sistémica, carcinogenicidad, mutagenicidad, teratogenicidad o efectos adversos sobre el rendimiento reproductivo.
Resistencia Tensil	Aproximadamente el 80% de la resistencia a la tracción inicial a 1 semana, el 75% a las 2 semanas y el 65% a las 3 semanas después del implante. Los datos en animales indican que la absorción es mínima hasta aproximadamente el día 60 después de la implantación. La absorción se completa sustancialmente en seis meses.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 están disponibles en tamaños USP y EP 0 (3.5 métrico) a 4-0 (1.5 métrico). Los dispositivos de cierre de heridas absorbibles V-Loc™ 180 se tiñen con D&C No. 6 o están disponibles transparentes (sin teñir). Los dispositivos se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas. Los dispositivos están disponibles en cajas de una docena.

Cirugía General

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CV-23 1/2 CÍRCULO 17mm 	4-0	1.5	6	15	VERDE	12	Surgalloy™	VLOCL0803	
	3-0	2	6	15	VERDE	12		VLOCL0804	
	3-0	2	12	30	VERDE	12		VLOCL0814	
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm 	2-0	3	12	30	VERDE	12		VLOCL0615	
	2-0	3	18	45	VERDE	12		VLOCL0625	
GS-25 1/2 CÍRCULO 48mm (Not to scale) 	0	3.5	18	45	VERDE	12		VLOCL0426	

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
P-12 3/8 CÍRCULO 19mm 	4-0	1.5	6	15	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCL0003	
P-14 3/8 CÍRCULO 24mm 	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCL0114	
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCL0124	

V-Loc™ PBT







Polibutester





Descripción	El dispositivo de cierre de heridas absorbible V-Loc™ PBT consiste en un hilo absorbible barbado, armado con una aguja quirúrgica en un extremo y un loop en el otro. El diseño loop del extremo permite la aproximación del tejido sin la necesidad de atar nudos quirúrgicos. El dispositivo de cierre de heridas no absorbible PBT V-Loc™ está compuesto por un copolímero de tereftalato de butileno y tereftalato de glicol politetrametileno. El dispositivo es estéril, inerte, no colágeno y no antigénico.
Indicaciones	Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles PBT V-Loc™ están indicados para la aproximación de tejidos blandos.
Acciones	El dispositivo de cierre de heridas no absorbible PBT V-Loc™ provoca una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Ningún cambio significativo conocido en la retención de tensión ocurre in vivo para el dispositivo de cierre de heridas no absorbible VLoc™ PBT.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles V-Loc™ PBT están disponibles en tamaños USP y EP 1 (4 métricos) a 3-0 (2 métricos). Los dispositivos de cierre de heridas no absorbibles PBT V-Loc™ están pigmentados con azul de ftalocianina de cobre. Los dispositivos se suministran estériles, fijados a tipos de agujas de punta cónica. Los dispositivos están disponibles en cajas de una docena. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm 	3-0	2	9	23	AZUL	12	Surgalloy™	VLOCN0644
	2-0	3	12	30	AZUL	12		VLOCN0615
GS-22 1/2 CÍRCULO 27mm 	0	3.5	18	45	AZUL	12		VLOCN1126
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	2-0	3	18	45	AZUL	12		VLOCN0325
	0	3.5	18	45	AZUL	12		VLOCN0326
	1	4	18	45	AZUL	12		VLOCN0327

Descripción	Las suturas sintéticas no absorbibles monofilamento Surgipro™ II - Surgipro™ están compuestas de un estereoisómero cristalino isostático de polipropileno y polietileno. La sutura está teñida de azul para aumentar la visibilidad. El avanzado proceso de extrusión de la molécula de polipropileno proporciona a la sutura: - Diámetro uniforme de la sutura - Máxima flexibilidad de la sutura - Excelente seguridad con nudos cuadrados - Mínimo efecto memoria y de "cola de cerdo" - Resistencia en el nudo consistente
Indicaciones	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas Surgipro™ II - Surgipro™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.
Esterilización	Óxido de etileno.
Presentación	Las suturas Surgipro™ II se presentan en calibres 8-0 U.S.P. (0,4 métrico) hasta 3-0 U.S.P. (2 métrico). Las suturas Surgipro™ se presentan en calibres de 10-0 U.S.P. (0,2 métrico) y 8-0 (0,4 métrico) hasta 2 U.S.P. (5 métrico). Las suturas Surgipro™ II – Surgipro™ se presentan incoloras o teñidas de azul con ftalocianato de cobre. Se presentan estériles y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas. Las suturas Surgipro™ II – Surgipro™ también se presentan con parches de PTFE (politetrafluoretileno) para usar entre la sutura y la superficie del tejido e incrementar el área de sujeción. Las suturas Surgipro™ también se presentan con un sistema de fijación para sujetar los cabos de la sutura en cierre subcuticular o para uso como suturas para el tendón.

CORTANTE CONVENCIONAL								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SC-2 Recta 60mm (Not to scale)	2-0	3	30	75	AZUL	36		SP-623
								

Cardiovascular								
CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MV-135-5 - MV-135-5 3/8 CIRCULO 6mm (Doble armada)	8-0	0.4	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-900-X
	8-0	0.4	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-902-X
								
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CIRCULO 8mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-628
								
CV-1 OPTIVIS - CV-1 OPTIVIS 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Optivis™	VP-72-X
								
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-701-X
	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-702-X
	7-0	0.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-713-X
	6-0	0.7	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-703-X
	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-709-X
								
CV-11 3/8 CIRCULO 13mm	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-889-X
	5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-890-X
								
CV-11 OPTIVIS - CV-11 OPTIVIS 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Optivis™	VP-76-X
								
CV-11 - CV-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-800-X
	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-727-X
	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-706-X
	5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-705-X
								
CVF-11 - CVF-11 3/8 CIRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VPF-706-X
								
CV-15 - CV-15 3/8 CIRCULO 17mm (Doble armada)	4-0	1.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-584-X
								

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-20 - CV-20 1/2 CIRCULO 10mm (Doble armada)		5-0	1	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-755-X
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-715-X
CV-23 - CV-23 1/2 CIRCULO 17mm (Doble armada)		5-0	1	36	90	AZUL	36	Surgalloy™, Nupack™	VP556X
		4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-557-X
		3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-558-X
MC25 1/2 CIRCULO 25mm		3-0	2	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24630
		2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24620
		2-0	3	30	75	AZUL	12		PP24620D
		0	3.5	30	75	AZUL	12		PP24610D
		0	3.5	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24610
V-20 1/2 CIRCULO 26mm		3-0	2	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-832-X
		2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-833
		0	3.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-834
V-20 - V-20 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada)		4-0	1.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-511-X
		4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-421X
		4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-521-X
		3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-522-X
		3-0	2	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-422X
		2-0	3	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-523
TAPERCUTTING									
KV-7 - KV-7 1/2 CIRCULO 26mm (Doble armada)		0	3.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-978

Cirugía General

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC20 1/2 CIRCULO 20mm	2-0	3	30	75	AZUL	24		PP23620
								
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	1	4	30	75	AZUL	12		PP26601D
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	AZUL	36		CP-423
	0	3.5	30	75	AZUL	36		CP-424
	1	4	30	75	AZUL	36		CP-425
CILÍNDRICA ROBUSTA								
HGS-22 1/2 CIRCULO 27mm	1	4	36	90	AZUL	36		CP-415
								
CILÍNDRICA ROBUSTA								
MCR25 1/2 CIRCULO 25mm	2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP84620
								
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP26620
	0	3.5	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP26610
	1	4	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP26601
								

Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT20 3/8 CIRCULO 20mm		4-0	1.5	18	45	AZUL	24		PP43640
		4-0	1.5	18	45	AZUL	12		PP43640D
CT25 3/8 CIRCULO 25mm		3-0	2	30	75	AZUL	12		PP44630D
		3-0	2	30	75	AZUL	24		PP44630
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-10 3/8 CIRCULO 11mm		6-0	0.7	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1697
P-13 3/8 CIRCULO 13mm		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5698
P-11 3/8 CIRCULO 16mm		6-0	0.7	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5680G
		5-0	1	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5681G
		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5681
P-12 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5682
		3-0	2	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5687G
P-14 3/8 CIRCULO 24mm		3-0	2	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5663

Cuticular

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-12 3/8 CÍRCULO 16mm	6-0	0.7	18	45	AZUL	36		SP-660
C-13 3/8 CÍRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	AZUL	12		SP-683G
	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		SP-683
	3-0	2	18	45	AZUL	12		SP-665G
CT19.5 3/8 CÍRCULO 19.5mm	5-0	1	18	45	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP83650
C-14 3/8 CÍRCULO 24mm	3-0	2	18	45	AZUL	36		SP-684
	3-0	2	18	45	AZUL	12		SP-684G
CT25 3/8 CÍRCULO 25mm	2-0	3	30	75	AZUL	12		PP44620D
	2-0	3	30	75	AZUL	24		PP44620
C-15 3/8 CÍRCULO 26mm	2-0	3	18	45	AZUL	36		SP-868
	2-0	3	18	45	AZUL	12		SP-868G
	2-0	3	30	75	AZUL	36		SP-685
CORTANTE CONVENCIONAL								
SC-2 RECTA 60mm (Not to scale)	4-0	1.5	30	75	AZUL	36		SP-621
	3-0	2	30	75	AZUL	36		SP-622
CORTANTE CONVENCIONAL PREMIUM								
PC-11 3/8 CÍRCULO 16mm	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1635
PC-12 3/8 CÍRCULO 19mm	3-0	2	18	45	AZUL	36		SP-1643

Gastrointestinal

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm	4-0	1.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-831-X

Descripción	Las suturas monofilamento de polibutéster Novafil™ son suturas quirúrgicas estériles no absorbibles compuestas de un copolímero de tereftalato de butileno y tereftalato de glicol politetrametileno.
Indicaciones	Las suturas de polibutéster Novafil™ están indicadas para su uso en la aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía cardiovascular y oftálmica, pero no en microcirugía y tejido neural.
Acciones	Las suturas de polibutéster Novafil™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas de polibutéster Novafil™ no se absorben, ni se sabe que ocurra ningún cambio significativo en la retención de la resistencia a la tracción in vivo.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de polibutéster Novafil™ están disponibles transparentes o pigmentadas con azul de ftalocianina de cobre, en tamaños de 2 (5 métricas) a 7-0 (0,5 métricas). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas y carretes de ligadura, sin agujas o fijadas a varios tipos de agujas utilizando técnicas de fijación de agujas tanto permanentes como extraíbles. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cirugía General

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	8886445251
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm 	0	3.5	30	75	AZUL	36		8886445561
	1	4	30	75	AZUL	36		8886445571

Descripción	Las suturas de polibutéster monofilamento Vascufile™ son suturas quirúrgicas estériles no absorbibles compuestas de un copolímero de 82% tereftalato de butileno y 18% tereftalato de glicol politetrametileno. La sutura está recubierta con Politribolato™, un polímero absorbible de e-caprolactona / glicólido / poloxámero 188.
Indicaciones	Las suturas de polibutéster Vascufile™ están indicadas para su uso en aproximación y / o ligadura general de tejidos blandos, incluido el uso en cirugía cardiovascular y oftálmica, pero no en microcirugía y tejido neural.
Acciones	Las suturas Vascufile™ provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos, seguida de una encapsulación gradual de la sutura por el tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas Vascufile™ no se absorben, ni se sabe que ocurra ningún cambio significativo en la retención de la resistencia in vivo. La excreción del recubrimiento absorbible se completa esencialmente en treinta días.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de monofilamento Vascufile™ están disponibles teñidas con azul de ftalocianina de cobre en U.S.P. tamaños 2-0 (3 métricas) a 7-0 (0.5 métricas). Las suturas se suministran estériles, en longitudes precortadas fijadas a varios tipos de agujas, utilizando técnicas de fijación de agujas permanentes. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cardiovascular

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CIRCULO 8mm (Doble armada)		7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	88864794-01V
CV-1 - CV-1 3/8 CIRCULO 9mm (Doble armada)		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864704-11V
CV-22 - CV-22 1/2 CIRCULO 13mm (Doble armada)		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864741-11V

Monosof™ / Dermalon™

Poliamida (Nylon)

Descripción	Las suturas sintéticas no absorbibles monofilamentos Monosof™ - Dermalon™ están compuestas de los polímeros alifáticos de cadena larga poliamida 6 y poliamida 6,6 (nylon). El avanzado proceso de extrusión de la molécula de nylon proporciona a la sutura: - Diámetro uniforme - Máxima flexibilidad de la hebra - Excelente seguridad con nudos cuadrados - Mínimo efecto memoria - Excelente y constante resistencia en el nudo
Indicaciones	Las suturas Monosof™ - Dermalon™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones	Las suturas Monosof™ - Dermalon™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Como cualquier sutura de poliamida, la progresiva hidrólisis de la sutura en vivo, puede producir una pérdida gradual de fuerza tensil a lo largo del tiempo.
Esterilización	Óxido de etileno o Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas Monosof™ se presentan en calibres 2 U.S.P. (5 métrico) hasta 11-0 U.S.P. (0,1 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro con extracto de palo campeche. Las suturas Dermalon™ se presentan en calibres 1 U.S.P. (4 métrico) hasta 6-0 U.S.P. (0,7 métrico). Se presentan teñidas de azul con colorante D&C Azul Núm.2. Las suturas Monosof™ - Dermalon™ se presentan estériles en hebras, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

Cardiovascular

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CC20 3/8 CÍRCULO 20mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24		NP13320



Cirugía General

CILÍNDRICA ROBUSTA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MCR35 1/2 CÍRCULO 35mm	1	4	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP86301



Cirugía Plástica

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-1 3/8 CÍRCULO 12mm	6-0	0.7	18	45	AZUL	36		88861741-11




REVERSO CORTANTE PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
P-10 3/8 CÍRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	AZUL	12		88861754-13



REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 3/8 CÍRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24		NPXF81360
	5-0	1	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF81350
CT11 XF 3/8 CÍRCULO 11mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	12		NPXF81360D
	5-0	1	18	45	NEGRO	12		NPXF81350D
CT16,5 3/8 CÍRCULO 16.5mm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF82360
CT19,5 3/8 CÍRCULO 19.5mm	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP83340
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	12		NP83340D




Cuticular

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-1 3/8 CÍRCULO 12mm	5-0	1	18	45	AZUL	36		88861741-21
	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861741-31



REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861756-31
	3-0	2	18	45	AZUL	36		88861756-41
	2-0	3	18	45	AZUL	36		88861756-51
C-14 3/8 CIRCULO 24mm 	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861744-31
	3-0	2	18	45	AZUL	36		88861744-41
	3-0	2	30	75	AZUL	36		88861799-41
C-15 3/8 CIRCULO 26mm 	2-0	3	18	45	AZUL	36		88861744-51
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-13 3/8 CIRCULO 13mm 	5-0	1	18	45	AZUL	12		88861749-24
CORTANTE CONVENCIONAL								
SCE-4 3/8 CIRCULO 19mm 	5-0	1	18	45	AZUL	36		88861742-21
	4-0	1.5	18	45	AZUL	36		88861742-31
	3-0	2	18	45	AZUL	36		88861742-41
REVERSO CORTANTE								
CT16,5 3/8 CIRCULO 16.5mm 	5-0	1	18	45	NEGRO	12		NP82350D
CT19,5 3/8 CIRCULO 19.5mm 	3-0	2	18	45	INCOLORO	24	3 hebras	NB83330
CT 20 3/8 CIRCULO 20mm	2-0	3	18	45	NEGRO	12		NP43320D
CT20 3/8 CIRCULO 20mm 	6-0	0.7	30	75	NEGRO	24		NP43360E
	5-0	1	18	45	NEGRO	24		NP43350
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		NP43340
	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24		NP43340E
	3-0	2	18	45	NEGRO	12		NP43330D
	3-0	2	18	45	NEGRO	24		NP43330
	3-0	2	30	75	NEGRO	24		NP43330E
	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP43320
	0	3.5	18	45	NEGRO	24		NP43310
CT24 3/8 CIRCULO 24mm 	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		NP84340
	3-0	2	18	45	NEGRO	24		NP84330
	3-0	2	18	45	NEGRO	12		NP84330D
CT25 3/8 CIRCULO 25mm 	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		NP44340
	3-0	2	18	45	NEGRO	24		NP44330
	3-0	2	30	75	NEGRO	24		NP44330E
	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP44320
	2-0	3	30	75	NEGRO	24		NP44320E
CT30 3/8 CIRCULO 30mm 	0	3.5	18	45	NEGRO	24		NP45310
	1	4	30	75	NEGRO	24		NP45301
MT25 1/2 CIRCULO 25mm 	2-0	3	18	45	NEGRO	24		NP54320

Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CC20 3/8 CÍRCULO 20mm	3-0	2	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP13330	
MC25 1/2 CÍRCULO 25mm	0	3.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP24310	

Microcirugía

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CC5 3/8 CÍRCULO 5mm	10-0	0.2	5	13	NEGRO	12		NPM7010	
CC6,5 3/8 CÍRCULO 6mm	8-0	0.4	5	13	NEGRO	12		NPM6580	
	9-0	0.3	5	13	NEGRO	12		NPM6590	
MV-135-3 3/8 CÍRCULO 4mm	10-0	0.2	5	13	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2540	
MV-100-4 3/8 CÍRCULO 5mm	9-0	0.3	5	13	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2532	
MV-135-5 3/8 CÍRCULO 6mm	8-0	0.4	5	13	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2547	

Oftalmología

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
SE-140-8 3/8 CÍRCULO 6.3mm	10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2736K	
SE-160-6 1/2 CÍRCULO 5.5mm	10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2734K	
SE-160-6 - SE-160-6 1/2 CÍRCULO 5.5mm (Doble armada)	10-0	0.2	12	30	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2756K	

Descripción	Las suturas sintéticas no absorbibles trenzadas Ti-cron™ - Surgidac™ están compuestas de tereftalato de polietileno. Están elaboradas con fibras de poliéster de cadena lineal larga y de alto peso molecular, con anillos aromáticos repetidos como componente integral. Las suturas Ti-cron™ se presentan sin tratar o tratadas con una capa uniforme de silicona para aumentar la lubricidad de la superficie, mejorando así las características de manejo, facilidad de paso por el tejido y propiedades de descenso del nudo. Las suturas Surgidac™ se presentan sin tratar o tratadas uniformemente con adipato de polibutileno. Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ presentan un gran período de resistencia lineal y de anudado, proporcionando así: - Máxima seguridad en la aproximación de tejidos sometidos a tensión - Soporte permanente (la resistencia se mantiene indefinidamente) - Máxima seguridad en la implantación de prótesis - El proceso de trenzado y el recubrimiento uniforme de silicona proporciona un paso suave a través de los tejidos manteniendo una óptima seguridad en el nudo.
Indicaciones	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ no son absorbidas y tampoco se han documentado cambios significativos en la retención de la fuerza tensil in vivo.
Esterilización	Los calibres 6-0 U.S.P. (0,7 métrico) o menores se esterilizan con óxido de etileno. Los calibres 5-0 U.S.P. (1 métrico) o superiores se esterilizan con irradiación gamma.
Presentación	Las suturas Ti-cron™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan sin teñir (blancas) o teñidas de azul con colorante D&C Azul Núm.6. Las suturas Surgidac™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 7-0 U.S.P. (0,5 métrico). Se presentan sin teñir (blancas) o teñidas de verde con colorante D&C Verde Núm.6. Las suturas Ti-cron™ - Surgidac™ se presentan estériles, en hebras o en bobinas, sin aguja o montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de seis unidades o de una, dos o tres docenas. Las suturas Ti-cron™ también se presentan con parches de PTFE (politetrafluoretileno) para usar entre la sutura y la superficie del tejido e incrementar el área de sujeción.

Cardiovascular

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
HOS-14 1/2 CIRCULO 55mm (Not to scale)	5	7	30	75	AZUL	36		88863027-79
								

REVERSO CORTANTE ROBUSTA

MTR47 1/2 CIRCULO 47mm (Not to scale)	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL88705
								

CILÍNDRICA

CV-331 - CV-331 1/2 CIRCULO 16mm (Doble armada)	5-0	1	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-21
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-31
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-41
								
CV-316 - CV-316 1/2 CIRCULO 20mm (Doble armada)	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863323-56
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863369-51
								
CV-305 - CV-305 1/2 CIRCULO 25mm (Doble armada)	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863324-56
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863256-51
								

Cuticular

ESPÁTULA PREMIUM

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SS-24 - SS-24 1/4 CIRCULO 8.6mm (Doble armada)	5-0	1	18	45	BLANCO	12	Surgalloy™	D-1764K
								

Gastrointestinal

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC26 1/2 CÍRCULO 26mm	2-0	3	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL24720
	2-0	3	30	75	VERDE	12		PL24720D
	0	3.5	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL24710



Ortopedia

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MTR40 1/2 CÍRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	12		PL27702D

REVERSO CORTANTE ROBUSTA

MTR40 1/2 CÍRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL27702
---------------------------	---	---	----	----	-------	----	-----------------	---------



TAPERCUTTING

KV-37 1/2 CÍRCULO 40mm	2	5	30	75	AZUL	12	5 hebras	88863147-83
---------------------------	---	---	----	----	------	----	----------	-------------



TAPERCUTTING ROBUSTA

MCRY48 1/2 CÍRCULO 48mm (Not to scale)	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL98705
--	---	---	----	----	-------	----	---------------------------	---------



Descripción	Las suturas no absorbibles trenzadas Sofsilk™ están compuestas de una fibra proteica natural de la seda: la fibroína. Esta proteína se obtiene del gusano de seda de la especie Bombyx mori. Las fibras de seda se someten a un tratamiento que elimina la goma natural, sericina, antes de ser blanqueadas y luego trenzadas para producir la sutura de seda Sofsilk™. Las suturas Sofsilk™ están revestidas uniformemente con silicona o una mezcla especial de cera lo que reduce la capilaridad e incrementa la lubricidad superficial mejorando así las características de manejo, la facilidad de paso por los tejidos y las propiedades de descenso del nudo. El proceso de fabricación, desde el trenzado al recubrimiento, proporciona a la sutura una gran suavidad y adaptabilidad para obtener una máxima manejabilidad. El proceso único de recubrimiento proporciona suavidad de paso a través de los tejidos con una óptima seguridad en el nudo.
Indicaciones	Las suturas Sofsilk™ están indicadas para la aproximación y/o ligadura de tejidos blandos en general, inclusive en cirugía cardiovascular, oftálmica y neurológica.
Acciones	Las suturas Sofsilk™ provocan una mínima reacción inflamatoria aguda en tejidos, seguida por una encapsulación gradual de la sutura por tejido conectivo fibroso.
Resistencia Tensil	Aunque las suturas Sofsilk™ no son absorbidas, una degradación progresiva de la fibra proteica de seda en vivo puede resultar en una pérdida gradual de la fuerza tensil de la sutura a lo largo del tiempo.
Esterilización	Irradiación gamma.
Presentación	Las suturas Sofsilk™ se presentan en calibres 5 U.S.P. (7 métrico) hasta 8-0 U.S.P. (0,4 métrico). Se presentan incoloras o teñidas de negro. Las suturas se presentan estériles, en hebras o bobinas y montadas en diferentes tipos de aguja, utilizando técnicas de montaje fijo o desmontable; en cajas de una, dos o tres docenas.

SIN AGUJA - PRE-CUT

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
PRE-CUT	2	5	60	150	NEGRO	36	2 hebras	S-608
CILÍNDRICA								
CC20 3/8 CIRCULO 20mm	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24		SP13440
MC20 1/2 CIRCULO 20mm	5-0	1	30	75	NEGRO	24		SP23450

Cardiovascular


CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC15 1/2 CIRCULO 15mm	5-0	1	30	75	NEGRO	24		SP24450
CV-23 1/2 CIRCULO 17mm	5-0	1	30	75	NEGRO	36	Surgalloy™	VS-870
MC37 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP86420
	2-0	3	30	75	NEGRO	12		SP86420D
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	NEGRO	36		VS-843

Cirugía General

SIN AGUJA - PRE-CUT

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
PRE-CUT	4-0	1.5	30	75	NEGRO	36	12 hebras	S-303
	2-0	3	30	75	NEGRO	24	12 hebras	S-405

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC25 1/2 CIRCULO 25mm	 MC 25 / HR 25 1/2 ∅ 2,5 cm	0	3.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24410
		0	3.5	30	75	NEGRO	12		SP24410D
V-20 1/2 CIRCULO 26mm	 V-20	2-0	3	30	75		36		GS-833
		0	3.5	30	75	NEGRO	36		GS-834
		1	4	30	75	NEGRO	36		GS-835
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm		1	4	30	75	NEGRO	12		SP26401D
GS-21 1/2 CIRCULO 37mm	 GS-21	0	3.5	30	75	NEGRO	36		CS-424
		1	4	30	75	NEGRO	36		CS-425
V-26 1/2 CIRCULO 37mm	 V-26	0	3.5	30	75	NEGRO	36		VS-844
		1	4	30	75	NEGRO	36		VS-845
CILÍNDRICA ROBUSTA									
MCR35 1/2 CIRCULO 35mm	 MCR 35 / HRX 35 robusta / heavy 1/2 ∅ 3,5 cm	0	3.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP26410
		1	4	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP26401

Cuticular									
REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 3/8 CIRCULO 11mm	 CT 11 3/8 ▼ 1,1 cm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	12		SP41460D
C-1 3/8 CIRCULO 12mm	 C-1	6-0	0.7	18	45	NEGRO	36		S-1172
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	 C-13	4-0	1.5	18	45	NEGRO	36		SS-683
CT20 3/8 CIRCULO 20mm	 CT 20 / DS 20 3/8 ▼ 2,0 cm	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24		SP43460
		4-0	1.5	18	45	NEGRO	24		SP43440
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	 C-14	3-0	2	18	45	NEGRO	12		SS-684G
		2-0	3	18	45	NEGRO	36		SS-695
CT25 3/8 CIRCULO 25mm	 CT 25 / DS 25 3/8 ▼ 2,5 cm	3-0	2	18	45	NEGRO	24		SP44430
		2-0	3	18	45	NEGRO	24		SP44420

Gastrointestinal

CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
CV-23 1/2 CIRCLE 17mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	36	Surgalloy™	VS-871	
MC20 1/2 CIRCLE 20mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24440	
	4-0	1.5	30	75	NEGRO	12		SP24440D	
MC25 1/2 CIRCLE 25mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24440	
	3-0	2	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24430	
	3-0	2	30	75	NEGRO	12		SP24430D	
	2-0	3	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP24420	
	2-0	3	30	75	NEGRO	12		SP24420D	
V-20 1/2 CIRCLE 26mm 	4-0	1.5	30	75	NEGRO	36		GS-831	
	3-0	2	30	75	NEGRO	36		GS-832	

Ligadura

SIN AGUJA - PRE-CUT									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
PRE-CUT	3-0	2	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP430E	
	3-0	2	30	75	NEGRO	36	12 hebras	S-304	
	3-0	2	30	75	NEGRO	12		SP430ED	
	2-0	3	30	75	NEGRO	12		SP420ED	
	2-0	3	30	75	NEGRO	36	12 hebras	S-305	
	2-0	3	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP420E	
	0	3.5	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP410E	
	0	3.5	30	75	NEGRO	24	12 hebras	S-316	
	0	3.5	30	75	NEGRO	12		SP410ED	
	1	4	30	75	NEGRO	12		SP401ED	
	1	4	30	75	NEGRO	24	10 hebras	SP401E	
	1	4	30	75	NEGRO	24	12 hebras	S-317	

Steel

Acero Inoxidable

Descripción	Las suturas de acero inoxidable monofilamento están compuestas de acero inoxidable 316L conforme a la norma ASTM F138 Grado 2 "Barra y alambre de acero inoxidable para implantes quirúrgicos".
Indicaciones	Las suturas de acero están indicadas para su uso en procedimientos ortopédicos y cardiovasculares (cierre de esternon).
Acciones	Las suturas de acero provocan una reacción inflamatoria aguda mínima en el tejido y no se absorben.
Resistencia Tensil	Permanente
Esterilización	Óxido de etileno o irradiación gamma.
Presentación	Las suturas de acero están disponibles en hebras de monofilamento de tamaño 7 (9 métrico) a 3-0 (2 métrico). Las suturas se suministran estériles, en longitudes pre-cortadas fijadas a varios tipos de agujas utilizando la técnica de fijación de aguja permanente. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR35 1/2 CÍRCULO 35mm  1/2 ▼ 3,5 cm robusta	2	5	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA56902	
MTR48 1/2 CÍRCULO 48mm (Not to scale)  1/2 ▼ 4,8 cm robusta	5	7	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA88905	

Cardiovascular									
CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
V-20 - SC-6 1/2 CÍRCULO 26mm (Doble armada) (Not to scale)	2-0	3	24	60	NARANJA	12		88862617-53	

Cierre de Esternón									
REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR25 1/2 CÍRCULO 25mm  1/2 ▼ 2,5 cm, robusta	1	4	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA54901	
MTR48 1/2 CÍRCULO 48mm (Not to scale)  1/2 ▼ 4,8 cm robusta	3&4	6	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA88904	

Descripción	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ es un cable trenzado de acero inoxidable de múltiples hilos recubierto con poli (tetrafluoroproetileno) naranja o blanco de PTFE o poli (tetrafluoroetileno-cohexafluoropropileno) transparente de FEP".
Indicaciones	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ está indicado para su uso en estimulación y detección auricular y ventricular temporales durante y después de la cirugía cardíaca.
Acciones	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ provoca una reacción inflamatoria aguda mínima en los tejidos y no se absorbe.
Resistencia Tensil	Permanente
Esterilización	Óxido de etileno o irradiación gamma.
Presentación	El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ está disponible recubierto con PTFE naranja o blanco o FEP transparente en tamaño 0 (3.5 métrico), tamaño 2-0 (3 métrico) y 3-0 (2 métrico). El cable de estimulación cardíaca temporal Flexon™ se suministra estéril fijado a varios tipos de agujas, incluidas las agujas Breakaway™. Consulte las IFU del paquete individual para obtener instrucciones completas, indicaciones, contraindicaciones, advertencias y precauciones.

Cardiovascular

Aguja	Tam.	CANT.	USP	6-0	5-0	4-0	3-0	2-0	0	1
CC13 3/8 ⊙ 13 mm RTR36 Recta ▼ 36 mm	60 cm	12						MPIL920-		
										
MC15 1/2 ⊙ 15 mm RTR60 Recta ▼ 60 mm	50 cm	12					MPI930-			
										
MC25 1/2 ⊙ 25 mm RTR60 Recta ▼ 60 mm	60 cm	12						MPA920-		
	2 x 60 cm	12						2MPA920-		
										

Cera para Huesos

Descripción

Bone Wax (Cera para huesos) es un hemostático quirúrgico hecho a partir de la mezcla de cera de abeja, parafina y palmitato de isopropilo. Se presenta en forma de tableta, envasada unitariamente y estéril. Bone Wax está indicado para el control de la hemorragia de las superficies óseas. Está contraindicado en lugares donde se requiere rápida regeneración y fusión ósea.

Color	Ligeramente amarillenta
Esterilización	Radiación Gamma
Aplicación	Hemostasia mecánica en tejidos óseos
Registro ANVISA:	Bone Wax 80052020074

Hemostático

Aguja	Código	Formato	Peso/Unidad	Caja
Sin aguja	CO1000- COC1000	Tableta Square Shape	2,5 g	12

ENDO Stitch™

Descripción El dispositivo para sutura laparoscópica Endo Stitch™ es un portaagujas endoscópico de uso único de 10 mm, que se puede utilizar con cargas de Polysorb™, Surgidac™, Sofsilk™ o V-Loc™



ENDO Stitch				
Código	Tipo	Calibre	Color	Longitud
170001-	SOFSILK	0	NEGRO	18cm
173023	SURGIDAC	2-0	VERDE	120cm
173024	SURGIDAC	0	VERDE	120cm
170041	SURGIDAC*	2-0	VERDE	18cm
170052	POLYSORB	0	VIOLETA	120cm
170053	POLYSORB	2-0	VIOLETA	120cm
VLOCA006L	V-LOC 180	0	VERDE	15cm
VLOCA008L	V-LOC 180	0	VERDE	20cm
VLOCA204L	V-LOC 180	2-0	VERDE	10cm
VLOCA206L	V-LOC 180	2-0	VERDE	15cm
VLOCA208L	V-LOC 180	2-0	VERDE	20cm
VLOCA304L	V-LOC 180	3-0	VERDE	10cm
VLOCA306L	V-LOC 180	3-0	VERDE	15cm

*Triple Carga









Descripción Lazo de ligadura de sutura endoscópica de longitud de la hebra de 45 cm insertado en un tubo de plástico con nudo en el extremo final.



Surgitie			
Código	Descripción	Calibre	Longitud
EL-20-L	Lazo de ligadura con sutura Polysorb Cal. 2-0 Violeta 52cm	2-0	52 cm
EL-21-L	Lazo de ligadura con sutura Polysorb Cal. 0 Violeta 52cm Tie WD	0	52 cm
SGL-1	Lazo de ligadura con sutura Chromic Gut Cal. 0 52cm	0	52 cm

Cardiovascular

Surgipro™ II

CILÍNDRICA									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MV-135-5 - MV-135-5 3/8 CÍRCULO 6mm (Doble armada)		8-0	0.4	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-900-X
		8-0	0.4	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-902-X
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CÍRCULO 8mm (Doble armada)		7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-628
CV-1 OPTIVIS - CV-1 OPTIVIS 3/8 CÍRCULO 9mm (Doble armada)		7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Optivis™	VP-72-X
CV-1 - CV-1 3/8 CÍRCULO 9mm (Doble armada)		7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-701-X
		7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-702-X
		7-0	0.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-713-X
		6-0	0.7	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-703-X
		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-709-X
CV-11 3/8 CÍRCULO 13mm		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-889-X
		5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-890-X
CV-11 OPTIVIS - CV-11 OPTIVIS 3/8 CÍRCULO 13mm (Doble armada)		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Optivis™	VP-76-X
CV-11 - CV-11 3/8 CÍRCULO 13mm (Doble armada)		7-0	0.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-800-X
		7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-727-X
		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-706-X
		5-0	1	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-705-X
CVF-11 - CVF-11 3/8 CÍRCULO 13mm (Doble armada)		6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VPF-706-X
CV-15 - CV-15 3/8 CÍRCULO 17mm (Doble armada)		4-0	1.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-584-X

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CV-20 - CV-20 1/2 CÍRCULO 10mm (Doble armada)	5-0	1	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	VP-755-X
CV-22 - CV-22 1/2 CÍRCULO 13mm (Doble armada)	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	VP-715-X
CV-23 - CV-23 1/2 CÍRCULO 17mm (Doble armada)	5-0	1	36	90	AZUL	36	Surgalloy™, Nupack™	VP556X
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-557-X
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-558-X
MC25 1/2 CÍRCULO 25mm	3-0	2	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24630
	2-0	3	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24620
	2-0	3	30	75	AZUL	12		PP24620D
	0	3.5	30	75	AZUL	12		PP24610D
	0	3.5	30	75	AZUL	24	Cuerpo estriado	PP24610
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm	3-0	2	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-832-X
	2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-833
	0	3.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-834
V-20 - V-20 1/2 CÍRCULO 26mm (Doble armada)	4-0	1.5	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	VP-511-X
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-421X
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-521-X
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-522-X
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Pledget 3x7mm FIRM, Surgalloy™	VP-422X
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-523
TAPERCUTTING								
KV-7 - KV-7 1/2 CÍRCULO 26mm (Doble armada)	0	3.5	36	90	AZUL	36	Surgalloy™	VP-978

Vascufile™

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MV-175-8 - MV-175-8 3/8 CÍRCULO 8mm (Doble armada)	7-0	0.5	24	60	AZUL	36	Surgalloy™	88864794-01V
CV-1 - CV-1 3/8 CÍRCULO 9mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864704-11V
CV-22 - CV-22 1/2 CÍRCULO 13mm (Doble armada)	6-0	0.7	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	88864741-11V

Monosof™ / Dermalon™

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CC20 3/8 CÍRCULO 20mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24		NP13320

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
HOS-14 1/2 CIRCULO 55mm (Not to scale)	5	7	30	75	AZUL	36		88863027-79
REVERSO CORTANTE ROBUSTA								
MTR47 1/2 CIRCULO 47mm (Not to scale)	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL88705
CILÍNDRICA								
CV-331 - CV-331 1/2 CIRCULO 16mm (Doble armada)	5-0	1	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-21
	4-0	1.5	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-31
	3-0	2	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863271-41
CV-316 - CV-316 1/2 CIRCULO 20mm (Doble armada)	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863323-56
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863369-51
CV-305 - CV-305 1/2 CIRCULO 25mm (Doble armada)	2-0	3	30	75	5 AZUL & 5 BLANCO	6	10 hebras, Pledget 3x7mm FIRM	88863324-56
	2-0	3	36	90	AZUL	36	Cardioint™	88863256-51

Sofsilk™


CILÍNDRICA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MC15 1/2 CÍRCULO 15mm	5-0	1	30	75	NEGRO	24		SP24450	
CV-23 1/2 CÍRCULO 17mm	5-0	1	30	75	NEGRO	36	Surgalloy™	VS-870	
MC37 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	30	75	NEGRO	24	Cuerpo estriado	SP86420	
	2-0	3	30	75	NEGRO	12		SP86420D	
V-26 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	30	75	NEGRO	36		VS-843	

Steel

REVERSO CORTANTE ROBUSTA									
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código	
MTR35 1/2 CÍRCULO 35mm	2	5	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA56902	
MTR48 1/2 CÍRCULO 48mm (Not to scale)	5	7	18	45	INCOLORO	12	4 hebras, Cuerpo estriado	FA88905	

Cirugía Plástica

Dexon™

REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 - CT11 3/8 CIRCULO 11mm (Doble armada)		6-0	0.7	18	45	INCOLORO	12		811060XF
CT16,5 3/8 CIRCULO 16mm		5-0	1	18	45	INCOLORO	12		433050XF
CT19 3/8 CIRCULO 19mm		3-0	2	18	45	INCOLORO	36		133030
CT20 3/8 CIRCULO 20mm		4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36		133040E
CT24 3/8 CIRCULO 24mm		3-0	2	18	45	INCOLORO	36		143030
		3-0	2	18	45	INCOLORO	12		441030XF
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
CT19,5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm		4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12		433040XF

Polysorb™

REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm		4-0	1.5	30	75	INCOLORO	12		SL-691G
		3-0	2	30	75	INCOLORO	12		SL-822G
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	C-14 	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SL-693
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-13 3/8 CIRCULO 13mm	P-13 	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5687G
P-11 3/8 CIRCULO 16mm	P-11 	5-0	1	18	45	INCOLORO	36	Surgalloy™	SL-5626
P-12 3/8 CIRCULO 19mm	P-12 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5627-G
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	P-14 	3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SL-5640G


Caprosyn™

CORTANTE DERMAX PREMIUM X

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
DX-19 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XC-823
								

Midsorb™

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT13 3/8 CIRCULO 13mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		415050XF
								
CT24 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	945030XF
								

REVERSO CORTANTE PREMIUM

CT19,5 XF 3/8 CIRCULO 19.5mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435050XF
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Cuerpo estriado	435040XF
	4-0	1.5	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935040XF
	3-0	2	28	70	INCOLORO	36	Cuerpo estriado	935030XF
								

Biosyn™

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		SM-691
	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM822
								
C-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	36		SM-693
								
GS-11 1/2 CIRCULO 37mm	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-816
								

REVERSO CORTANTE PREMIUM

P-12 3/8 CIRCULO 19mm	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5627
								
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	3-0	2	30	75	INCOLORO	12	Surgalloy™	SM-5679G
								

CORTANTE DERMAX PREMIUM X

DX-13 3/8 CIRCULO 13mm	5-0	1	18	45	INCOLORO	12	DermaX	XM-834
								

Maxon™

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
C-13 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	36		8886660831
	4-0	1.5	30	75	INCOLORO	36		8886661231
	4-0	1.5	30	75	VERDE	36		8886663931
GS-10 1/2 CIRCULO 26mm 	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		8886674451

V-Loc™ 90

REVERSO CORTANTE PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	12	30	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0013
	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0023
	4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0033
	3-0	2	6	15	INCOLORO	12		VLOCM0004
	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCM0014
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0024
	3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0034
	2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0035
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	4-0	1.5	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0123
	4-0	1.5	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0133
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0124
	3-0	2	23	58	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCM0134
	2-0	3	18	45	INCOLORO	12		VLOCM0125
	2-0	3	23	58	INCOLORO	12		VLOCM0135

V-Loc™ 180

REVERSO CORTANTE PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
P-12 3/8 CIRCULO 19mm 	4-0	1.5	6	15	INCOLORO	12	Surgalloy™	VLOCL0003
P-14 3/8 CIRCULO 24mm 	3-0	2	12	30	INCOLORO	12		VLOCL0114
	3-0	2	18	45	INCOLORO	12		VLOCL0124

Surgipro™ II

REVERSO CORTANTE									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT20 3/8 CIRCULO 20mm	 CT 20 / DS 20 3/8 ▼ 2,0 cm	4-0	1.5	18	45	AZUL	24		PP43640
		4-0	1.5	18	45	AZUL	12		PP43640D
CT25 3/8 CIRCULO 25mm	 CT 25 / DS 25 3/8 ▼ 2.5 cm	3-0	2	30	75	AZUL	12		PP44630D
		3-0	2	30	75	AZUL	24		PP44630
REVERSO CORTANTE PREMIUM									
P-10 3/8 CIRCULO 11mm	 P-10	6-0	0.7	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1697
P-13 3/8 CIRCULO 13mm	 P-13	5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5698
P-11 3/8 CIRCULO 16mm	 P-11	6-0	0.7	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5680G
		5-0	1	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5681G
		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5681
P-12 3/8 CIRCULO 19mm	 P-12	4-0	1.5	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5682
		3-0	2	18	45	AZUL	12	Surgalloy™	SP-5687G
P-14 3/8 CIRCULO 24mm	 P-14	3-0	2	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-5663
CORTANTE CONVENCIONAL PREMIUM									
PC-11 3/8 CIRCULO 16mm		5-0	1	18	45	AZUL	36	Surgalloy™	SP-1635
PC-12 3/8 CIRCULO 19mm		3-0	2	18	45	AZUL	36		SP-1643

Monosof™ / Dermalon™

REVERSO CORTANTE								
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Código
C-1 3/8 CIRCULO 12mm		6-0	0.7	18	45	AZUL	36	88861741-11
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-10 3/8 CIRCULO 11mm		6-0	0.7	18	45	AZUL	12	88861754-13
REVERSO CORTANTE PREMIUM								
P-13 3/8 CIRCULO 13mm		5-0	1	18	45	AZUL	12	88861749-24

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT11 3/8 CIRCULO 11mm 	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24		NPXF81360
	5-0	1	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF81350
CT11 XF 3/8 CIRCULO 11mm 	6-0	0.7	18	45	NEGRO	12		NPXF81360D
	5-0	1	18	45	NEGRO	12		NPXF81350D
CT16,5 3/8 CIRCULO 16.5mm 	6-0	0.7	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NPXF82360
CT19,5 3/8 CIRCULO 19.5mm 	4-0	1.5	18	45	NEGRO	24	Cuerpo estriado	NP83340
	4-0	1.5	18	45	NEGRO	12		NP83340D

Ginecología

Chromic Gut

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	36	90	INCOLORO	36		CG-923
	0	3.5	36	90	INCOLORO	36		CG-924



Polyglactin™ 910

CILÍNDRICA ROBUSTA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MCR37 1/2 CÍRCULO 37mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36	Cuerpo estriado	268020



Dexon™

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MC26 1/2 CÍRCULO 26mm	2-0	3	28	70	VIOLETA	36		241020



Polysorb™

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CL-810
	2-0	3	36	90	VIOLETA	36		CL-923
	0	3.5	36	90	VIOLETA	36		CL-924
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CL-925



Velosorb Fast™

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-22 1/2 CÍRCULO 27mm 	2-0	3	30	75	INCOLORO	36		CV-55
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		CV-56
CILÍNDRICA								
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	3-0	2	30	75	VIOLETA	36		CL-810
	1	4	36	90	VIOLETA	36		CL-925

Caprosyn™

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	2-0	3	36	90	INCOLORO	36		CC-923
	0	3.5	30	75	INCOLORO	36		CC-812

Biosyn™

CILÍNDRICA								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	2-0	3	30	75	VIOLETA	36		CM-811
	0	3.5	30	75	VIOLETA	36		CM-812

V-Loc™ 90

REVERSO CORTANTE PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
P-14 3/8 CÍRCULO 24mm 	4-0	1.5	23		INCOLORO	12	Edgellant™ needle, Surgalloy™ alloy	VLOCM0133
	3-0	2	18		INCOLORO	12	Edgellant™ needle, Surgalloy™ alloy	VLOCM0124
CILÍNDRICA								
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm 	2-0	3	6	15	VIOLETA	12	Surgalloy™	VLOCM0305
	2-0	3	9	23	VIOLETA	12		VLOCM0345


V-Loc™ 180

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
GS-21 1/2 CÍRCULO 37mm	0	3.5	12	30	VERDE	12		VLOCL0316
								


Novafil™

CILÍNDRICA

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
V-20 1/2 CÍRCULO 26mm	3-0	2	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	8886445241
	2-0	3	30	75	AZUL	36	Surgalloy™	8886445251
								

Monosof™ / Dermalon™

REVERSO CORTANTE

Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
CT19,5 3/8 CÍRCULO 19.5mm	3-0	2	18	45	INCOLORO	24	3 hebras	NB83330
								

Oftalmología

Chromic Gut

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE7.9 - QE7.9 1/4 CIRCULO 7.9mm (Doble armada)	5-0	1	18	45	INCOLORO	12		CC7950
								

Polyglactin™ 910

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE6.5 - QE6.5 1/4 CIRCULO 6.5mm (Doble armada)	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		658060
								


Dexon™

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
QE8 - QE8 1/4 CIRCULO 8mm (Doble armada)	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12		601060
	5-0	1	18	45	VIOLETA	12		601050
CE6.5 - CE6.5 3/8 CIRCULO 6.5mm (Doble armada)	8-0	0.4	12	30	VIOLETA	12		601080
	7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12		601070E
								

Polysorb™

ESPÁTULA PREMIUM								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SS-14 - SS-14 1/4 CIRCULO 8.6mm (Doble armada)	6-0	0.7	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1791K
	5-0	1	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1792K
SE-140-8 - SE-140-8 3/8 CIRCULO 6.3mm (Doble armada)	8-0	0.4	8	20	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-2747K
	7-0	0.5	18	45	VIOLETA	12	Surgalloy™	L-1897K
								

Monosof™ / Dermalon™

ESPÁTULA PREMIUM									
Descripción		Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
SE-140-8 3/8 CIRCULO 6.3mm		10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2736K
SE-160-6 1/2 CIRCULO 5.5mm		10-0	0.2	8	20	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2734K
SE-160-6 - SE-160-6 1/2 CIRCULO 5.5mm (Doble armada)		10-0	0.2	12	30	NEGRO	12	Surgalloy™	N-2756K

Ti-Cron™

REVERSO CORTANTE								
Descripción	Tamaño USP	Tamaño EP	Pulgadas	Centímetros	Color	Unidades por caja	Comentarios	Código
MTR40 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	12		PL27702D
REVERSO CORTANTE ROBUSTA								
MTR40 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	VERDE	24	Cuerpo estriado	PL27702
								
TAPERCUTTING								
KV-37 1/2 CIRCULO 40mm	2	5	30	75	AZUL	12	5 hebras	88863147-83
								
TAPERCUTTING ROBUSTA								
MCRY48 1/2 CIRCULO 48mm (Not to scale)	5	7	30	75	VERDE	12	4 hebras, Cuerpo estriado	PL98705
								

Claves de Cuadro Básico

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0015	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 7-0 características de la aguja 3/8 de círculo, doble armado, espatulada (6 - 6.5 mm).	601070E	DEXON 7-0 45 ESPATULADA DA 3/8 6.5	12	SI
		L-1897K	POLYSORB 7-0 45 ESPATULADA PREMIUM 3/8 6.3	12	SI
060.841.0023	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 6-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (6 - 8.73 mm).	651060	DEXON 6-0 45 ESPATULADA DA 1/4 6.5	12	SI
		6580-60	POLIGLACTINA 910 6-0 45 ESPATULADA PREMIUM 1/4 6.5	12	SI
		601060	DEXON 6-0 45 ESPATULADA DA 1/4 8	12	SI
		L-1791K	POLYSORB 6-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8.6	12	SI
060.841.0031	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (6 - 8.73 mm).	601050	DEXON 5-0 45 ESPATULADA DA 1/4 8	12	SI
		L-1792K	POLYSORB 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM 1/4 8.6	12	SI
060.841.0049	Sutura sintética no absorbible de poliéster trenzado, con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 75cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja ½ círculo ahusada (25-26mm)	PL24720	TI-CRON 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	24	SI
		PL24720D	TI-CRON 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
060.841.0130	Sutura no absorbible de poliéster trenzado con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/4 círculo doble armado espatulada (7-9 mm)	D-1764K	TI-CRON 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
		CD-3123K	TI-CRON 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
060.841.0148	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (11-13 mm).	SP-1606	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 11	36	SI
		SP-1697	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 11	36	SI
		SP-5695	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 13	36	SI
		SP-5695-G	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 13	12	SI
		SP-5697G	SURGIPO 6-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 11	12	SI
060.841.0171	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (16-17 mm).	SP-5681	SURGIPO 5-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 16	36	SI
		SP-5681G	SURGIPO 5-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 16	12	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0197	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19-20 mm).	PP43640	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	SI
		PP43640D	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	12	SI
		PP43640E	SURGIPRO 4-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	NO, 75 CM LONG
		SP-5682	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 19	36	SI
		SP-5682G	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 19	12	SI
		SP-683	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	36	SI
		SP-683G	SURGIPRO 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	12	SI
060.841.0205	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 3-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm).	PP44630	SURGIPRO 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	NO, 75 CM LONG
		PP44630D	SURGIPRO 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	12	NO, 75 CM LONG
		SP-5663	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 24	36	SI
		SP-5663G	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 24	12	SI
		SP-684	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	SI
		SP-684G	SURGIPRO 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	12	SI
060.841.0221	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm).	PP44620	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE 0.375 25	24	NO, 75 CM LONG
		PP44620D	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE 0.375 25	12	NO, 75 CM LONG
		SP-685	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 26	36	NO, 75 CM LONG
		SP-868G	SURGIPRO 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 26	12	SI
		SP-868	SURGIPRO 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 26	36	SI
060.841.0239	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 60 cm calibre de sutura 7-0 características de la aguja 3/8 de círculo, doble armado ahusada (8-10 mm).	2PP11670	SURGIPRO 7-0 60 REDONDA AHUSADA 3/8 10	12	SI
		2PP81670	SURGIPRO 7-0 75 REDONDA AHUSADA 3/8 10	12	NO, 75 CM LONG
		2PPS1670	SURGIPRO 7-0 60 C/P REDONDA AHUSADA 3/8 9	12	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0254	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, doble armado ahusada (12-13 mm).	2PP82660E	SURGIPRO 6-0 90 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	24	NO, 90 CM LONG
		2PP82660	SURGIPRO 6-0 75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	24	SI
		VP-363X	SURGIPRO 6-0 90 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	36	NO, 90 CM LONG
		VP-706-MX	SURGIPRO 6-0 5X75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	12	?
		VP-76-MX	SURGIPRO 6-0 5X75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	12	?
		VP-76-X	SURGIPRO 6-0 75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	36	SI
		VP-706-X	SURGIPRO 6-0 75 REDONDA AHUSADA DA 3/8 13	36	SI
060.841.0262	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 5-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (15-17 mm).	VP-556MX	SURGIPRO 5-0 5X90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	12	?
		VP-556-X	SURGIPRO 5-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	36	SI
060.841.0288	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 4-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (15-17 mm).	VP-557MX	SURGIPRO 4-0 5X90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	12	?
		VP-557-X	SURGIPRO 4-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 17	36	SI
060.841.0296	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 3-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (25-26 mm).	VP-422X	SURGIPRO 3-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26		SI
		VP-542-X	SURGIPRO 3-0 120 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	NO, 120 CM LONG
		VP-522-X	SURGIPRO 3-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	SI
060.841.0312	Sutura Sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 1/2 de círculo, doble armado ahusada (25-26 mm).	VP-543	SURGIPRO 2-0 120 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	NO, 120 CM LONG
		VP-523	SURGIPRO 2-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 26	36	SI
		2PP84620	SURGIPRO 2-0 90 REDONDA AHUSADA DA 1/2 25	24	SI
060.841.0320	Sutura Sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 13 cm (negro) calibre de la sutura 8-0 características de la aguja 3/8 de círculo, ahusada (6-7 mm)	N-2547	MONOSOF 8-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 6	12	SI
		NPM6580	NYLON 8-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 6.5	12	SI
060.841.0346	Sutura Sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 8 a 13 cm (negro) calibre de la sutura 10-0 características de la aguja 3/8 de círculo, ahusada (4.7-6.5 mm)	NPM7010	NYLON 10-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 5	12	SI
		NPM5010	NYLON 10-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 5	12	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0353	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 8 a 13 cm (negro) calibre de la sutura 9-0 características de la aguja 3/8 de círculo, ahusada (4.7 - 6.5 mm)	N-2532	MONOSOF 9-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 5	12	SI
		NPM6590	NYLON 9-0 13 REDONDA AHUSADA 3/8 6.5	12	SI
060.841.0395	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 cm calibre de la sutura 5-0 incoloro características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19 - 19.5 mm).	NA	NA	NA	NO APLICA POR LONG (MAS CORTA)
060.841.0403	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 cm calibre de la sutura 6-0 incoloro características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19 - 19.5 mm).	NA	NA	NA	NO APLICA POR LONG (MAS CORTA) Y AGUJA CORTA
060.841.0445	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (12 -13 mm)	88861741-21	DERMALON 5-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 12	36	SI
		88861749-24	DERMALON 5-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 13	12	SI
060.841.0452	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (15-17 mm).	NA	NA	NA	NA
060.841.0460	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (12 -13 mm)	88861741-31	DERMALON 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 12	36	SI
060.841.0478	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 3/8 de círculo, cortante (19 - 26 mm)	NP43330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	SI
		NP43330D	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	12	SI
		NPXF84330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	24	SI
		NB83330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19.5	24	SI
		NP84330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	24	SI
		NP84330D	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	12	SI
		NP43330E	NYLON 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	NO, LONG 75 CM
		NP44330	NYLON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	SI
		NP44330E	NYLON 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	NO, LONG 75 CM
		88861756-41	DERMALON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	36	SI
		88861744-41	DERMALON 3-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	SI
		88861799-41	DERMALON 3-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	NO, 75 CM LONG
		88861742-41	DERMALON 3-0 45 CORTANTE 3/8 19	36	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0486	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 3/8 de círculo, cortante (19 - 26 mm)	NP43320	NYLON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	SI
		NP43320D	NYLON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 20	12	SI
		NP44320	NYLON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	SI
		NP43320E	NYLON 2-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 20	24	NO, LONG 75 CM
		NP44320E	NYLON 2-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 25	24	NO, LONG 75 CM
		88861756-51	DERMALON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19	36	SI
		88861744-51	DERMALON 2-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 26	36	SI
060.841.0510	Sutura sintética no absorbible monofilamento de acero, con aguja longitud de la hebra 45cm calibre de la sutura 5 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (48 mm)	88862420-83	ACERO 5 2X45 REVERSO CORTANTE 1/2 48	12	SI
		FA88905	ACERO 5 4x45 REVERSO CORTANTE 1/2 48	12	SI
060.841.0551	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 37 mm)	CC26220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC26220D	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC86220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CG-811	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GG-127	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		CG-923	CATGUT CRÓMICO 2-0 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM
060.841.0569	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 37 mm)	CC26201	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC86201	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC26201D	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC86201D	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CG-813	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GG-129	CATGUT CRÓMICO 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
060.841.0585	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 30 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, doble armado, reverso cortante (12 - 13 mm)	G-1744	CATGUT CRÓMICO 4-0 45 REVERSO CORTANTE DA 1/2 13	12	NO, LONG 30 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0601	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (20 25 mm)	SP23450	SOFSILK 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	24	SI
060.841.0619	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 26 mm)	SP24430	SOFSILK 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP24430D	SOFSILK 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GS-832	SOFSILK 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.0627	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 26 mm)	SP24420	SOFSILK 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP24420D	SOFSILK 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GS-833	SOFSILK 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.0718	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 4-0. Sobre con 7 a 12 hebras.	S-303	SOFSILK 4-0 12X75 NA NA NA	36	SI
		S-403	SOFSILK 4-0 12x75 NA NA NA	24	SI
060.841.0734	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 3-0. Sobre con 7 a 12 hebras.	SP430E	SOFSILK 3-0 10x75	24	SI
		SP430ED	SOFSILK 3-0 10x75	12	SI
		S-304	SOFSILK 3-0 12X75 NA NA NA	36	SI
		S-404	SOFSILK 3-0 12x75 NA NA NA	24	SI
060.841.0742	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 2-0. Sobre con 7 a 12 hebras.	SP420E	SOFSILK 2-0 10x75	24	SI
		SP420ED	SOFSILK 2-0 10x75	12	SI
		S-305	SOFSILK 2-0 12X75	36	SI
		S-405	SOFSILK 2-0 12x75 NA 1/2 NA	24	SI
060.841.0767	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 0 Sobre con 7 a 12 hebras.	SP410E	SOFSILK 0 10x75	24	SI
		SP410ED	SOFSILK 0 10x75	12	SI
		S-316	SOFSILK 0 12X75 NA NA NA	24	SI
060.841.0775	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 1. Sobre con 7 a 12 hebras.	SP401E	SOFSILK 1 10x75	24	SI
		SP401ED	SOFSILK 1 10x75	12	SI
		S-317	SOFSILK 1 12X75	24	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0825	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 75 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (15 - 20 mm).	228050	POLIGLACTINA 910 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	SI
		228050D	POLIGLACTINA 910 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 17	12	SI
		221050	DEXON 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	36	SI
		221050D	DEXON 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	12	SI
		231050	DEXON 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 20	36	SI
		UL-202	POLYSORB 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	SI
060.841.0833	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm).	248040	POLIGLACTINA 910 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		248040D	POLIGLACTINA 910 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		241040	DEXON 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241040D	DEXON 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		GL-121	POLYSORB 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.0858	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm).	248030	POLIGLACTINA 910 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		248030D	POLIGLACTINA 910 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		8480-30	POLIGLACTINA 910 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241030	DEXON 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241030D	DEXON 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		841030	DEXON 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
		GL-122	POLYSORB 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, LONG 75 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0866	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm).	248020	POLIGLACTINA 910 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		248020D	POLIGLACTINA 910 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		8480-20	POLIGLACTINA 910 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241020	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		241020D	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 26	12	SI
		841020	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
		841020D	DEXON 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GL-123	POLYSORB 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, LONG 75 CM
060.841.0882	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).	268001	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		268001D	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		278001	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		278001D	POLIGLACTINA 910 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		261001	DEXON 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		261001D	DEXON 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		CL-813	POLYSORB 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GL-129	POLYSORB 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		CL-925	POLYSORB 1 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.0890	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 - 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo ahusada (35-37 mm).	868000	POLIGLACTINA 910 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 35	36	SI
		868000D	POLIGLACTINA 910 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		2680-00	POLIGLACTINA 910 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		261000-	DEXON 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		261000D	DEXON 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 37	12	SI
		861000	DEXON 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 35	36	SI
		GL-128	POLYSORB 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 75 CM
		CL-812	POLYSORB 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 75 CM
		CL-924	POLYSORB 0 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM
060.841.0924	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 67 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (19 - 19.5 mm).	SL-691G	POLYSORB 4-0 75 REVERSO CORTANTE 3/8 19	12	NO, LONG 75 CM
060.841.0981	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja Recta cortante (60 mm).	SP-623-BC	SURGIPRO 2-0 75 REVERSO CORTANTE RECTA RECTA 60	24	SI
060.841.1161	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 círculo, punta ahusada (19 mm).	NA	NA	NA	NO APLICA POR TIPO AGUJA
060.841.1211	Sutura no absorbible de poliéster trenzado con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 5 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (47-50 mm).	PL88705	TI-CRON 5 4x75 REVERSO CORTANTE 1/2 47	12	SI
060.841.1336	Sutura no absorbible de poliéster trenzado con recubrimiento, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 2 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (40-45 mm).	PL27702	TI-CRON 2 75 REVERSO CORTANTE 1/2 40	24	SI
		PL27702D	TI-CRON 2 75 REVERSO CORTANTE 1/2 40	12	SI
060.841.1344	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (25 - 30 mm).	2440-30	MAXSORB 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
060.841.1435	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (25 - 30 mm).	2440-40	MAXSORB 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	36	SI
060.841.1559	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (35 - 40 mm).	2740-01	MAXSORB 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 40	36	SI
		274001D	MAXSORB 1 70 REDONDA AHUSADA 1/2 40	12	SI
060.841.1914	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (20 25 mm)	SP24440	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP23440	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	24	SI
		SP23440D	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	12	SI
		GS-451	SOFSILK 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	36	SI

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.1948	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 37 mm)	SP26401	SOFSIKL 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		SP26401D	SOFSIKL 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CS-425	SOFSILK 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		VS-845	SOFSILK 1 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
060.841.1955	Sutura Seda negra trenzada, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	SP24410	SOFSIKL 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		SP24410D	SOFSIKL 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GS-834	SOFSILK 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.2045	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (35 - 40 mm).	2740-00	MAXSORB 0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 40	36	SI
060.841.2268	Sutura sintética no absorbible monofilamento de nylon, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (10 - 13 mm)	NPXF81360	NYLON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 11	24	SI
		NPXF81360D	NYLON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 11	12	SI
		88861754-13	DERMALON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 11	12	SI
		88861741-11	DERMALON 6-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 12	36	SI
060.841.2276	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona con aguja longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (35 - 40 mm).	NA	NA	NA	NA
060.841.2441	Sutura monofilamento de nylon, con aguja de 1/2 círculo, punta espatulada, doble armado (6 mm), calibre 10-0, longitud de la hebra 30-45 cm.	N-2756K	MONOSOF 10-0 30 ESPATULADA PREMIUM DA 1/2 6	12	SI
060.841.2565	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (19 - 20 mm)	CC23250	CATGUT CRÓMICO 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 20	24	NO, LONG 75 CM
060.841.2623	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 37 mm)	CC26210	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC86210	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC26210D	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC86210D	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CG-812	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		GG-128	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
		CG-924	CATGUT CRÓMICO 0 90 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, LONG 90 CM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.3894	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de sutura 0 características de la aguja 3/8 de círculo, reverso cortante (24-26 mm).	NA	NA	NA	NA
060.841.4231	Sutura Catgut simple, sin aguja longitud de la hebra 135 - 150 cm calibre de la sutura 2-0	NA	NA	NA	NA
060.841.4249	Sutura Catgut simple, sin aguja longitud de la hebra 135 - 150 cm calibre de la sutura 3-0	NA	NA	NA	NA
060.841.4371	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 27 mm)	CC24220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24220D	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		CC94220	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		GG-123	CATGUT CRÓMICO 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.4447	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 27 mm)	CC24210	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24210D	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GG-124	CATGUT CRÓMICO 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
060.841.4462	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 37 mm)	CC24230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24230D	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		CC86230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		CC86230D	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	12	SI
		CC25230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 30	24	SI
		CC26230	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 35	24	SI
		GG-122	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI
		GG-126	CATGUT CRÓMICO 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	SI
060.841.4470	Sutura Catgut crómico con aguja longitud de la hebra 68 a 75 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 27 mm)	CC24240	CATGUT CRÓMICO 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		CC24240D	CATGUT CRÓMICO 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GG-121	CATGUT CRÓMICO 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	SI


Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.841.7374	Sutura Seda negra trenzada sin aguja longitud de la hebra 91 M calibre de la sutura 2	NA	NA	NA	NA
060.841.8968	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 20 cm calibre de la sutura 8-0 características de la aguja 3/8 de círculo, con doble armado, micropunta espatulada (6.5 mm).	601080	DEXON 8-0 30 ESPATULADA 3/8 6.5	12	NO, LONG 30 CM
		L-2747K	POLYSORB 8-0 20 ESPATULADA PREMIUM 3/8 6.3	12	SI
060.842.0220	Sutura de poliéster blanco trenzado, doble armado, con aguja espatulada de 1/4 de círculo, longitud de la aguja de 8 a 13 mm, longitud de la hebra 45 cm calibre 5-0	D-1764K	SURGIDAC 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
		CD-3123K	TI-CRON 5-0 45 ESPATULADA PREMIUM DA 1/4 8	12	SI
060.842.0246	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (13 mm)	4150-40XF	MIDSORB 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 13	12	SI
060.842.0253	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (13 mm)	415050XF	MIDSORB 5-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 13	12	SI
		XM-834	BIOSYN 5-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 13	12	NO, GLYCOMER 631
060.842.0261	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante (19 mm)	4350-40XF	MIDSORB 4-0 45 REVERSO CORTANTE 3/8 19.5	12	NO, AGUJA 19.5MM
		SM-5627	BIOSYN 4-0 45 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 19	12	NO, GLYCOMER 631
060.842.0279	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color, precortado, 6 hebras por sobre longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 1	NA	NA	NA	NA
060.842.0287	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color, precortado, 6 hebras por sobre longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 0	NA	NA	NA	NA
060.842.0295	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, incolora longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 3/8 de círculo reverso cortante de (24 mm)	9450-30XF	MIDSORB 3-0 70 REVERSO CORTANTE 3/8 24	36	SI
		SM-5679G	BIOSYN 3-0 75 REVERSO CORTANTE PREMIUM 3/8 24	12	NO, GLYCOMER 631
060.842.0303	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0311	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	2650-00	MIDSORB 0 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 35	24	SI
		CM-812	BIOSYN 0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, GLYCOMER 631, LONG 75CM Y AGUJA DE 37MM
060.842.0329	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	CM-811	BIOSYN 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, GLYCOMER 631, LONG 75CM Y AGUJA DE 37MM
060.842.0337	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (35 - 36 mm)	CM-810	BIOSYN 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 37	36	NO, GLYCOMER 631, LONG 75CM Y AGUJA DE 37MM

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.842.0345	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (40 mm)	2750-01	MIDSORB 1 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 40	24	SI
060.842.0352	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (40 mm)	2750-00	MIDSORB 0 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 40	24	SI
060.842.0360	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (40 mm)	2750-20	MIDSORB 2-0 70 AHUSADA ESTRIADA 1/2 40	24	SI
060.842.0394	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (15 - 17 mm)	UM-203	BIOSYN 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
		2250-40	MIDSORB 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	24	SI
060.842.0402	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (15 - 17 mm)	2550-50	MIDSORB 5-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 15	24	SI
		UM-202	BIOSYN 5-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 17	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0410	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	2450-20	MIDSORB 2-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		GM-123	BIOSYN 2-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0428	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 3-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	2450-30	MIDSORB 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		2450-30D	MIDSORB 3-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	12	SI
		GM-122	BIOSYN 3-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0436	Sutura de monofilamento sintético absorbible de copolímero de glicolida y épsilon-caprolactona, con color longitud de la hebra 70 cm calibre de la sutura 4-0 características de la aguja 1/2 círculo, ahusada (25 - 26 mm)	2450-40	MIDSORB 4-0 70 REDONDA AHUSADA 1/2 25	24	SI
		GM-121	BIOSYN 4-0 75 REDONDA AHUSADA 1/2 26	36	NO, 75 CM LONG EN HEBRA
060.842.0451	Sutura sintética absorbible Trenzada de poligliconato, con aguja longitud de la hebra 90cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo ahusada de (35 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0469	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 90 cm calibre de sutura 2-0 características de la aguja 1/2 círculo, punta ahusada (26 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0477	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona, con aguja longitud de la hebra 70 - 75 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 3/8 de círculo, punta ahusada doble armado (11 - 13 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0485	Sutura sintética absorbible monofilamento de polidioxanona, con aguja longitud de la hebra 70 - 75 cm calibre de la sutura 6-0 características de la aguja 3/8 de círculo, punta ahusada doble armado (11 - 13 mm)	NA	NA	NA	NA

Clave Cuadro Básico	Descripción Cuadro Básico	Código Medtronic	Descripción Medtronic	Presentación	CUMPLE
060.842.0493	Sutura sintética absorbible trenzada de poligliconato, con aguja longitud de la hebra 70cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo ahusada de (24 - 26 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0501	Sutura sintética absorbible Trenzada de poligliconato, con aguja longitud de la hebra 70cm calibre de la sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo forma de esquí ahusada de (24-26 mm)	NA	NA	NA	NA
060.842.0519	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 0 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (24-26 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0527	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 1 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (35-37 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0535	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 75 cm calibre de sutura 2 características de la aguja 1/2 círculo, cortante (35-37 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0543	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 20 cm calibre de sutura 10-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (8.73 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0550	Sutura sintética no absorbible monofilamento de polipropileno, con aguja longitud de la hebra 20 cm calibre de sutura 10-0 características de la aguja 1/4 círculo, doble armado, espatulada (9.12 mm).	NA	NA	NA	NA
060.842.0568	Sutura sintética absorbible polímero de ácido glicólico, trenzado, con aguja longitud de la hebra 45 cm calibre de la sutura 5-0 características de la aguja 1/2 círculo, doble armado, espatulada (6 - 8.73 mm).	601050	DEXON 5-0 45 ESPATULADA DA 1/4 8	12	NO, 1/4 AGUJA

AMPLIO PORTAFOLIO PARA CIRUGÍA CARDÍACA

Evolut™ R



Mosaic™



ANILLOS VALVULARES



MICS

Cirugía cardíaca
mínimamente invasiva



HANCOCK™ II



Octopus™ TS2500



OCTOPUS™ EVOLUTION AS - ESTABILIZADOR DE TEJIDO - Registro ANVISA nº 10339190523. CG FUTURE® - BANDA DE ANULOPLASTIA SEMIRRÍGIDA - Registro ANVISA nº 10339190551. COUNTOUR 3D® - ANILLO DE ANULOPLASTIA RÍGIDO - Registro ANVISA nº 10339190525. ANILLO TRICÚSPIDE TRI-AID® - Registro ANVISA nº 10339190553. VÁLVULA TRANSCATER AÓRTICA CORE VALVE EVOLUT R - Registro ANVISA nº 10339190629. VÁLVULA TRANSCATETER AÓRTICA COREVALVE EVOLUT R23MM - Registro ANVISA nº 10339190630. PRÓTESIS VALVULAR BIOLÓGICA AÓRTICA MEDTRONIC - Registro ANVISA nº 10339190261. PRÓTESIS VALVULAR BIOLÓGICA MITRAL - MEDTRONIC - Registro ANVISA nº 10339190262. MOSAIC - BIOPRÓTESIS CON SISTEMA DE IMPLANTE AVANZADO - Registro ANVISA nº 10339190376. CINCH VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT AÓRTICA SERIE 50 - Registro ANVISA nº 10339190519. VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT MITRAL SERIE 500 E 501 - Registro ANVISA nº 10339190518. VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT AÓRTICA SERIE 500.501 Y 503 - Registro ANVISA nº 10339190517. VÁLVULA CARDÍACA MECÁNICA OPEN PIVOT MITRAL SERIE 505 - Registro ANVISA nº 10339190516. MOSAIC™ - BIOPRÓTESIS CON SISTEMA DE IMPLANTE AVANZADO CINCH - Registro ANVISA nº 10339190376. MOSAIC™ - BIOPRÓTESIS CON SISTEMA DE IMPLANTE AVANZADO CINCH - Registro ANVISA nº 10339190445.

© 2018 Medtronic. Todos los derechos reservados. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic. ™ Marcas de terceros son marcas registradas de sus respectivos propietarios. Todas las otras marcas son marcas registradas de una empresa de Medtronic. M. Luz 11/2018.

Medtronic