

Sistema Evacuador de Humo

RapidVac™



Sistema Evacuador de Humo RapidVac™

El sistema evacuador de humo RapidVac™ se complementa con la plataforma de energía ForceTriad™, FT10™ y FX8™ con los generadores Force FX™. Existen accesorios opcionales para conectar y sincronizar otros generadores con el RapidVac™.

El sistema evacuador de humo RapidVac™ mejora su entorno, visibilidad y resultados silenciosamente.

MÁS POTENCIA

El sistema evacuador de humo RapidVac™ tiene un 30 % más de potencia que nuestro antiguo modelo con flujo de aire máximo.

TECNOLOGÍA DE FILTRADO EFECTIVA

Todo en uno, cuatro filtros, larga vida, tres puertos. El filtro ULPA equipado RFID proporciona una eficiencia de filtración de un 99,9995% con medidas de partículas de 0,12 micras.

FÁCIL DE USAR*

Gráficos fácilmente comprensibles, fácil ajuste, flujo de aire y vida del filtro fácilmente determinable, fácil reposición del filtro.

CONSIDERACIONES ECONÓMICAS

Larga vida del filtro, 25 horas de tiempo de activación. Tres puertos para medidas de tubos comunes. No necesita prefiltro ni adaptadores, costo reducido por procedimiento.

SILENCIOSO*

El sistema evacuador de humo RapidVac™ es más silencioso que nuestro modelo anterior y considerado en las encuestas más silencioso de lo esperado en el quirófano.

Especificaciones Técnicas del Evacuador de Humo RapidVac™

Dimensiones (Alto x Ancho x Largo):	20.3 x 35.6 x 47.6 cm
Peso:	9 kg
Filtro:	ULPA: 99.9995% eficiencia de 0.12 micras Componente integrado de carbón activo con indicador CTC de 62 Prefiltro: Indicado para filtración de 0.3 micras
Características Eléctricas:	Rango de Tensión: 100-132 VAC, 50 Hz; corriente máxima: 10 Amps 200-240 VAC, 60 Hz; corriente máxima: 8 Amps
Carros Compatibles:	Sistema de Carro Móvil FT900 con bandejas, superior, inferior y media UC8009 Sistema de Carro Móvil Universal UC8013 Bandeja Suspendida para Carro UC8009 y VLFTCRT
Certificaciones:	L, CE, cUL, ASA, TUV

Información de Pedido

Número de Catálogo	Descripción	Cantidad de Pedido
Evacuador de Humo y Accesorios		
SE3690	Evacuador de Humo RapidVac™ 100-132 V	1 unidad
SEA3730	Cable de interconexión entre el sistema RapidVac™, para uso con equipos Valleylab™	1 unidad
SEA3745	Pedal neumático para RapidVac™ con cable de 3 metros	1 unidad
Tubos y Filtros		
SEA3700	Filtro ULPA para evacuador de humo RapidVac™ (2 unidades)	2/caja
SEA3720	Tubo laparoscópico con válvula (1/4 in.) y 3 m de longitud, estéril	12/caja
SEA3715	Tubo de 2.2 cm (7/8 in.) y 3 m de longitud, estéril	12/caja
SEA3710	Tubo de 1 cm (3/8 in.) y 3 m de longitud, estéril	10/caja
SEA3725	Varilla resistente al láser, de 2.2 cm (7/8 in.), estéril	5/caja
Kits de Mangos de Evacuación de Humo AccuVac™		
E2515HS**	Mango con conmutador de balancín con aditamento para evacuación de humo, y cartuchera	25/caja
E3590	Extensor para aditamento de evacuación de humo	25/caja

*En las encuestas postquirúrgicas realizadas a cirujanos y enfermería sobre el uso del evacuador de humo RapidVac™, la mayoría afirmó lo siguiente:

(1) Fácil de configurar y conectar los tubos (32 de 32); (2) Filtro fácil de instalar (32 de 32); (3) Filtro fácil de quitar (31 de 31); (4) Flujo fácil de ajustar (31 de 31);

(5) Más silencioso de lo esperado (20 de 20); 6) Visibilidad mejorada (31 de 31). Datos de archivo de Covidien

**Precisa SEA3710

© 2017 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía de Medtronic.