


ACCESO PRECISO LIBERTAD INALAMBRICA

Sonicision™ Curved Jaw

Sistema de disección ultrasónico inalámbrico de mandíbula curva y esterilización optimizada ‡



Ausencia de cables¹:

- Mejora el movimiento, la movilidad[†] y la seguridad[‡] en cualquier quirófano
- Facilita pasar el dispositivo durante los procedimientos^{1,†}
- Admite un movimiento más natural con respecto a los dispositivos con cables^{1,§}

Activación de energía en modo dual con un solo botón¹:

- Está diseñado para centrar la atención en la intervención, al permitir activar la energía de forma intuitiva con un solo botón^{1,Ω}
- Permite acceder a modos de energía mínima y máxima para que el cirujano pueda mantener la vista en el campo quirúrgico^{1,††}
- Facilita la versatilidad en las intervenciones, al proporcionar dos modos de energía distintos^{1,†}

La mandíbula curva cónica¹:

- Facilita el acceso preciso a los planos del tejido^{1,‡}
- Permite visualizar las estructuras objetivo^{1,Ω}
- Permite al cirujano rodear o seguir estructuras anatómicas curvas^{1,††}
- Proporciona acceso en espacios reducidos^{1,Ω}

† Tras usarlo, 32 de los 33 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.

‡ Tras usarlo, 29 de los 33 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.

§ Tras usarlo, 30 de los 33 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.

Ω Tras usarlo, 33 de los 33 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.

†† Tras usarlo, 31 de los 32 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo.

Medtronic
Further, Together

LIBERTAD DE MOVIMIENTO DURANTE MÁS TIEMPO

Más activaciones⁴ y mayor eficiencia⁴ en comparación con nuestro dispositivo Sonicision™ de primera generación

El **100%** de los cirujanos afirmaron que el dispositivo Sonicision™ de mandíbula curva es intuitivo y cómodo de usar en los distintos procedimientos^{1,†}

Nuestra batería reutilizable (SCBA) de última generación ofrece:



Una capacidad un **88% mayor** para permitir más usos interoperatorios sin necesidad de una nueva batería^{4,6,‡}

+

2 veces más usos procedimentales en el hospital para reducir el número de nuevos pedidos^{5-7,‡}

Nuestro generador reutilizable (SCGAA) mejorado ofrece:



1,5 veces más usos procedimentales^{5,9}


Además, se puede lavar y esterilizar en autoclave para disfrutar[†] de una limpieza y esterilización optimizadas.

Un generador autolavable/autoclavable y una batería no estéril:

- Optimiza la limpieza y la esterilización[†]
- Reduce el manejo especial de los componentes del sistema[†]
- Permite el uso en más procedimientos sin sustituciones gracias al aumento de la vida útil total de la batería y del generador^{6,9}
- Proporciona una amplia variedad de combinaciones de ciclos de esterilización por barrera estéril/vapor para adaptarse a las necesidades del hospital[§]

Un cargador de baterías intuitivo y fácil de usar[‡]:

- Facilita la interpretación de las indicaciones del estado de carga de la batería[‡] y del fin de su vida útil^{§,§}
- Permite una gestión eficiente del uso de la batería^{8,†}



Sonicision™ Bandeja de esterilización reutilizable (SCSTA)



‡ En comparación con el sistema Sonicision™ de primera generación.

‡ Tras usarlo, 28 de los 28 enfermeros encuestados se mostraron de acuerdo. § Tras usarlo, 27 de los 28 enfermeros encuestados se mostraron de acuerdo.

† Tras usarlo, 33 de los 33 cirujanos encuestados se mostraron de acuerdo. ‡ En comparación con el sistema Sonicision™ de primera generación.

CUATRO TAMAÑOS CERO CABLES MUCHAS APLICACIONES


Nuestro portfolio de dispositivos ultrasónicos inalámbricos Sonicision™ de mandíbula curva puede satisfacer la mayoría de sus necesidades procedimentales.




Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico de mandíbula curva 13 cm (SCDA13)



Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico de mandíbula curva 26 cm (SCDA26)



Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico de mandíbula curva 39 cm (SCDA39)



Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico de mandíbula curva 48 cm (SCDA48)



INFORMACIÓN PARA PEDIDOS	CÓDIGO DEL PRODUCTO	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	SCDA13	Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico 13 cm de mandíbula curva	6 unidades por caja
	SCDA26	Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico 26 cm de mandíbula curva	6 unidades por caja
	SCDA39	Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico 39 cm de mandíbula curva	6 unidades por caja
	SCDA48	Sonicision™ Disector ultrasónico inalámbrico 48 cm de mandíbula curva	6 unidades por caja
	SCBA	Sonicision™ Batería reutilizable	1 unidad por caja
	SCGAA	Sonicision™ Generador reutilizable	1 unidad por caja
	SCBIGA	Sonicision™ Guías de inserción de la batería reutilizables	2 unidad por caja
	CBCA	Sonicision™ Cargador de baterías	1 unidad por caja
	SCSTA	Sonicision™ Bandeja de esterilización reutilizable	1 unidad por caja

- Según el informe interno de pruebas #R0042752 rev A, Marketing evaluation of surgeon experience using the Sonicision™ curved jaw cordless ultrasonic dissector.
- Brogmus G, Leone W, Butler L, Hernandez E. Best practices in OR suite layout and equipment choices to reduce slips, trips, and falls. *AORN J.* 2007;86(3):384–394.
- Baker EH, Kirks RC, Drummond J, et al. Postmarketing analysis of a novel, cordless ultrasonic dissector. *Surg Innov.* 2016;23(5):505–510.
- Según la nota interno de pruebas #RE00153542 rev B, Battery capacity comparison between first-generation Sonicision™ device battery pack (SCB) and the Sonicision™ curved jaw device battery pack (SCBA).
- Guía del usuario del sistema de disección ultrasónica sin cables Sonicision™.
- Según el informe interno de pruebas #R0042707 rev A, SCBA Reusable Life Test (RLT) Verification Report
- Según el informe interno de pruebas #RE00113195 rev A, SCBA Reusable Life Test (RLT) Verification Report - Oxivir
- Según el informe interno de pruebas #R0049393 rev A, marketing evaluation of the Sonicision™ curved jaw cordless ultrasonic dissector with operating room staff-report.
- Según el informe interno de pruebas #RE00108733 rev A, Resuable life test verification report – Project (Sabre) (SCGAA-TA9).
- Según el informe interno de pruebas #RE00147772 rev A, Sabre blade comparison report.

© 2020 Medtronic. Reservados todos los derechos. Medtronic, el logo de Medtronic y Otros, son, en conjunto, marcas registradas de Medtronic. Todas las demás marcas son marcas registradas de una compañía de Medtronic. Covidien es una compañía que forma parte del grupo Medtronic.