



AGORA  
VOCÊ PODE  
**DISSECAR  
COM PRECISÃO  
E BAIXA  
TEMPERATURA.**

Dissecção romba<sup>1†</sup> com uma mandíbula  
de baixa temperatura<sup>2</sup>

**Selador/ Dissector LigaSure™ Exact**

**Medtronic**

# PRECISÃO E EFICIÊNCIA EM SUAS MÃOS.

O novo Selador/ Dissector LigaSure™ Exact pode ser utilizado com a plataforma Valleylab™ FT10 e o gerador LS10.

O design da mandíbula curva foi projetado para:

- Entregar dissecação precisa<sup>1,†</sup>
- Melhorar a performance em espaços menores<sup>1,†</sup>
- Permitir um procedimento mais eficiente<sup>1,2,§</sup>
- Realizar selagem e corte de formas independentes e intuitivas<sup>1,¶</sup>
- Reduzir a necessidade de troca de instrumentais<sup>1,††</sup>
- Permite apreensão segura e atraumática dos tecidos<sup>1</sup>

## Revestimento nanomolecular antiaderente na mandíbula , que reduz a aderência

- Gatilho de corte alinhado com a haste eliminando contato com estruturas cirurgicas<sup>1,†</sup>
- Mandíbula curva para melhor visualização<sup>1,¶</sup>
- Empunhadura macia e ergonômica
- Mandíbula com revestimento que otimiza a dissecação<sup>1,†</sup>
- Botão de ativação
- Mandíbula mais longa para um controle mais preciso<sup>1,†</sup>

### Temperatura da mandíbula

As mandíbulas nano-revestidas e antiaderentes do Selador/ Dissector LigaSure™ Exact: são em média:

**177 °C**

mais frias que o concorrente após + 5 ativações múltiplas



### Tempo de resfriamento da mandíbula



Selador/Dissector LigaSure™ Exact

**0 segundos**

para resfriar a 60°C após ativação simples




Concorrente

**32 segundos**

para resfriar a 60°C após ativação simples

**36 segundos**

para resfriar a 60°C após ativações múltiplas



Temperatura da mandíbula após uma ativação<sup>2</sup>

**<60°C**

Selador/Dissector LigaSure™ Exact

**221°C**

Concorrente

## Contate seu representante local

† 22 dos 23 cirurgiões pesquisados concordaram. ‡ 21 dos 22 cirurgiões pesquisados concordaram. § Comparado ao Concorrente 1™ \* +; 11 de 12 cirurgiões pesquisados concordaram. A mandíbula pequena LigaSure™ Small Jaw 16 dos 16 cirurgiões pesquisados concordaram. 23 dos 23 cirurgiões pesquisados concordaram. †† 19 de 21 cirurgiões pesquisados concordaram. ††† Comparado com o Concorrente 1™ \* +; 10 dos 12 cirurgiões pesquisados concordaram. §§ 17 dos 17 cirurgiões pesquisados concordaram. 1. Com base no relatório interno #RE00114823, Laboratórios de validação: avaliação do cirurgião do Secureto™ exato, dissecado, nano-revestido. 18 a 26 de julho de 2017. 2. Com base no relatório interno # RE00107711 Rev A, Pesquisa de mercado: Cooldown do teste de comparação do perfil térmico abaixo de 60 C para o Dissector exato do LigaSure™ e Concorrente1™ \* + (realizado em tecido suíno) . 29 de agosto de 2017

## Informações

Selador/ Dissector  
LigaSure™ Exact  
**LF2019**



Use scan app to read

Reg. 10349000535 © 2019 Medtronic. All rights reserved. Medtronic, Medtronic logo and Further, Together are trademarks of Medtronic.™\*Third party brands are trademarks of their respective owners.All other brands are trademarks of a Medtronic company.17-weu-ligasure-exact-lf2019-sell-sheet-2209880. M. Luz 06/2019

**Medtronic**